



Cama hospitalaria de doble manivela dimensiones 2180 × 1030 × 560

Código: B2-01-011162

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Esta cama cuenta con dos manivelas manuales: una para ajustar el respaldo y otra para subir o bajar la sección de piernas. Estos ajustes proporcionan mayor comodidad y soporte, lo que la hace adecuada para diversas necesidades del paciente, como descanso, terapia y procedimientos médicos.

Características

- 1. El tablero de la cama está hecho de acero laminado en frío de alta calidad, formado por punzonado; Spray electrostático en la superficie, anticorrosión, fácil de limpiar.
- 2. La cabecera y el final de la cama están hechos de plástico de alta calidad, formado en una sola vez; Con una apariencia hermosa e instalación tipo cerradura, puede insertar una tarjeta de cabecera.
- 3. Rueda de control central de lujo de 125 mm de diámetro, rotación flexible, frenado sincrónico, bloqueo conveniente y estable.
- 4. Cuatro barandillas de PP, los amortiguadores pueden controlar la velocidad y el ruido durante la elevación, brindando protección de seguridad.
- 5. Manivela oculta ABS con estructura ligera y libre y protección de límite bidireccional.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MF204S - Punching - 2180*1030*560(±10mm)
Model	MF204S
Type	Punching
External Size(W*D*H)	2180*1030*560(±10mm)
Back Adjustable	0~70°
Leg Adjustable	0~35°
Packing Size(W*D*H)	2100*1000*600mm; 2100*1050*700mm(with wooden support)
Gross Weight	95kg; 135kg

Aplicaciones

Cama hospitalaria de doble manivela perforada: la compra se decide principalmente por tipo: puñetazos y tamaño externo (an. x pr. x al.):



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

2180*1030*560(± 10).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tipo: puñetazos.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño externo (an. x pr. x al.): 2180*1030*560(± 10).

Adecuado cuando la especificacion requerida es espalda ajustable: 0~70°.

Criterios de compatibilidad

Verifique tipo: puñetazos antes de confirmar la compra.

Verifique tamaño externo (an. x pr. x al.): 2180*1030*560(± 10) antes de confirmar la compra.

Verifique espalda ajustable: 0~70° antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si tipo: puñetazos y tamaño externo (an. x pr. x al.): 2180*1030*560(± 10) coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)