



Cama Eléctrica Multifuncional rango de ángulo ajustable del panel de pantorrilla 0 °-10 °

Código: B2-01-011167

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La cama eléctrica multifuncional adopta el sistema de control eléctrico para proporcionar posturas complejas para necesidades clínicas, como levantamiento de espalda, levantamiento de piernas, levantamiento general, cama completa inclinada hacia atrás, cama completa inclinada hacia adelante, peso de la cama, etc. Puede promover la rehabilitación de pacientes, satisfacer las necesidades de primeros auxilios clínicos, hacer que la operación del personal médico sea más conveniente y reducir la intensidad de trabajo del personal médico.

Características

- 1. Armazón de la cama: Está soldado con perfil de acero de alta calidad.; spray electrostático en la superficie, firme, duradero, hermoso y generoso.
- 2. Cama junta: Está hecho de chapa de acero laminado en frío de alta calidad, una vez formado; spray electrostático en la superficie, anti- corrosión, fácil de limpiar.
- 3. Cabezal de cama y cama pie: Están hecho de plásticos de ingeniería ABS de alta calidad, una molde de tiempo ed, con hermosa apariencia. De instalación enchufable, extraíble e insertable en la tarjeta de cabecera, con rueda de protección anticolidión en la parte inferior.
- 4. Ruedas: ruedas de control central de lujo de 125 mm de marca conocida, flexible y ratas lon, frenado síncrono, bloqueo conveniente, seguridad y estabilidad.
- 5. Barandillas: la barandilla de elevación y la tabla de la cama se levantan sincrónicamente, la pantalla de ángulo muestra el ángulo de cada parte, el amortiguador controla la velocidad y el ruido para levantar fácilmente. Brinda protección de seguridad para evitar que los pacientes se caigan, la estructura clave integrada mejora en gran medida la autonomía del paciente, el paciente puede ajustar la posición requerida de acuerdo con sus propias necesidades.
- 6. Sistema de pesaje: pese el peso del paciente para proporcionar soluciones de rescate clínico para el personal médico.
- 7. Sistema de control electrónico: METRO autor de marca conocida y sistema de control con operación estable y alta seguridad.
- 8. Pantalla de control central: METRO El personal médico puede controlar toda la función de la cama a través del sistema operativo central para brindar a los pacientes una mayor comodidad. posturas.
- Función
- 9. Pantalla LCD OLED: visualización y calibración
- 10 Datos de medición: almacenamiento; función de visualización de pausa
- 11 Clave: pantalla retroiluminada
- 12 Cambio de unidad de visualización de medida: kg/lb
- T Parámetro técnico

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MF40 2 D-2 2 - 2250*1080*500~800 (± 10mm) - 0 ° ~ 70 °
Model	MF40 2 D-2 2
Size (L*W*H) mm	2250*1080*500~800 (± 10mm)
Back Panel Adjustable Angle Range	0 ° ~ 70 °
Thigh Panel Adjustable Angle Range	0 ° ~ 30 °
Calf Panel Adjustable Angle Range	0 ° ~ 10 °
Maximum backward tilt angle of the whole bed	≥ 12 °
Maximum forward tilt angle of the whole bed	≥ 12 °
Power supply	220V /110V , 50/60Hz
Safe Load	175kg
Protection Grade	IPX4
Device Class	Category II
Package Size (L*W*H) mm	2200*1200*730mm
Net Weight	175kg
Gross Weight	225kg

Aplicaciones

Equipo de laboratorio, Rango 4 C: la compra se decide principalmente por tamaño (l*an*al) mm: 2250*1080*500~800 (±10mm) y atrás pags anillo a ajustable a inglés r ángel: 0 ° ~ 70 °.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño (l*an*al) mm: 2250*1080*500~800 (±10mm).

Adecuado cuando la especificacion requerida es atrás pags anillo a ajustable a inglés r ángel: 0 ° ~ 70 °.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de ángulo ajustable del panel del muslo: 0 ° ~ 30 °.

Criterios de compatibilidad

Verifique tamaño (l*an*al) mm: 2250*1080*500~800 (±10mm) antes de confirmar la compra.

Verifique atrás pags anillo a ajustable a inglés r ángel: 0 ° ~ 70 ° antes de confirmar la compra.

Verifique rango de ángulo ajustable del panel del muslo: 0 ° ~ 30 ° antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Elija este producto si tamaño (l*an*al) mm: 2250*1080*500~800 (± 10 mm) y atrás pags anillo a ajustable a inglés r ángel: 0 ° ~ 70 ° coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)