



Botella Hubbard de 24 ml para gravedad específica

Código: OTROS-583237

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Botella de gravedad específica Hubbard de 24 ml

Frasco Hubbard de 24 ml para la determinación de la densidad de materiales bituminosos semisólidos, cementos asfálticos, alquitranes blandos y emulsiones. Incluye tapón esmerilado con orificio de 1,6 mm.

Imagen	Código	Descripción
	H-2640	Botella Hubbard de 24 ml para gravedad específica

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)