



## H-2660 Botella de gravedad especifica Hubbard-Carmick

**Código:** OTROS-583238

**Marca:** HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Botella de gravedad específica Hubbard-Carmick

Botella modificada de 24 ml, tipo Hubbard-Carmick, de boca ancha y estilo Erlenmeyer, que facilita el llenado y la limpieza, y es muy estable. Cumple con la norma ASTM D70.

| Imagen                                                                             | Código | Descripción                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|  | H-2660 | H-2660 Botella de gravedad específica Hubbard-Carmick |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)