



Matraz de gravedad especifica (Le Chatelier), capacidad de 250 ml

Código: H-3400

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz de gravedad especifica (Le Chatelier). Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Matraz de gravedad especifica (Le Chatelier), capacidad de 250 ml.

Tipo: Matraz de gravedad especifica (Le Chatelier)

Referencia de nombre: Matraz de gravedad especifica (Le Chatelier), capacidad de 250 ml

Dato del nombre: 250 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3400	Matraz de gravedad específica H-3400 (Le Chatelier)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)