



Equilibrio de lodo

Código: H-4790A

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D4380

La balanza de lodo proporciona un método sencillo y práctico para la determinación precisa de la densidad del fluido. Es uno de los instrumentos de campo más sensibles y precisos disponibles para determinar la densidad o el peso por unidad de volumen (gravedad específica) de los fluidos de perforación. Una ventaja destacada de esta balanza de lodo es que la temperatura de la muestra no afecta significativamente la precisión de las lecturas. Una carcasa de plástico de alto impacto protege la balanza durante el transporte y proporciona una base segura en su posición de trabajo. Su construcción duradera la hace ideal para uso en campo. Su carcasa de plástico de alto impacto protege la balanza durante el transporte y proporciona una base segura para la misma durante su uso. La balanza de lodo H-4790 cumple con todos los requisitos de los procedimientos estándar API para el análisis de fluidos de perforación a base de agua, fluidos de perforación a base de aceite y cementos para pozos petrolíferos.

Rango de medición

- 6-24 lb/gal
- 310-1250 lb/in² / 1000 pies de profundidad
- 45-180 lb/ft³ •

0,72-2,88 g/cm³ Gravedad específica

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-4790A	Equilibrio de lodo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)