



Balanza de precision Adam Equinox, 1700 a 3800 g - 120/220 V 50/60 Hz

Código: N/D

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: [ASTM D2172](#)

Equipadas con una pantalla táctil a color de alta resolución, las balanzas de precisión Equinox ofrecen un funcionamiento intuitivo y funciones de fácil acceso. Equinox proporciona resultados excepcionalmente precisos para laboratorios, centros de enseñanza científica e instalaciones de producción.

Las balanzas de precisión Equinox ofrecen una precisión excepcional a los laboratorios que realizan análisis muy detallados. La Equinox es ideal para centros de investigación y control de calidad, enseñanza de ciencias, conteo de precisión y aplicaciones de producción y fabricación que requieren resultados de máxima precisión. Doce modelos de precisión ofrecen capacidades de 360 g a 8200 g y legibilidades de 1 mg y 0,01 g. Su pantalla táctil a color proporciona un funcionamiento intuitivo, con menús basados en iconos y aplicaciones y funciones de fácil acceso. La pantalla de cinco pulgadas, de generosas dimensiones, ofrece una resolución de 800 x 480 píxeles para una excelente visibilidad.

Características y beneficios:

- Pantalla táctil grande y sensible de 5 pulgadas con resolución de 800x480 píxeles.
- El indicador de nivel y las patas ajustables garantizan una correcta configuración del equilibrio para obtener resultados de pesaje óptimos.
- La sartén grande de acero inoxidable de grado 304 permite una limpieza rápida.
- La interfaz RS-232 proporciona una conexión rápida a ordenadores e impresoras.
- Host USB para tarjeta de memoria
- Adaptador de corriente incluido
- Memoria integrada para almacenar productos y configuraciones.
- La calibración externa permite la verificación y el ajuste con pesas.
- El filtrado digital seleccionable ayuda a minimizar los efectos de las vibraciones y las perturbaciones.
- El control de contraseñas de seguridad impide el acceso no autorizado.
- Las impresiones incluyen la fecha y la hora para el seguimiento de datos según las directrices de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL).
- La función de tara preestablecida acelera el proceso de pesaje repetitivo.
- Conteo de piezas con tamaños de muestra seleccionables libremente.
- La visualización multilingüe permite su uso en diversas regiones.
- Resultados totales de acumulación de memoria
- Control de peso con alarma sonora
- Ranura de seguridad para candado y cable opcionales para ayudar a prevenir robos.
- Una garantía de 5 años significa calidad asegurada durante años de uso.

Para obtener información adicional sobre básculas y balanzas, [haga clic aquí](#) o lea nuestro blog [¿Es hora de comprar una báscula o balanza nueva?](#)

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

3 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HB-5003.3F	Balanza de precisión Adam Equinox HB-5003.3F , 2100 g x 0,001 g, calibración interna - 120/220 V 50/60 Hz - Tamaño del plato: 4,3"Ø (110 mmØ)
	HB-5004.3F	Balanza de precisión Adam Equinox HB-5004.3F , 3200 g x 0,01 g, calibración externa - 120/220 V 50/60 Hz - Tamaño del plato: 190 x 190 mm (7,5" x 7,5")

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HB-5005.3F	Balanza de precisión Adam Equinox HB-5005.3F , 3200 g x 0,01 g, calibración interna - 120/220 V 50/60 Hz - Tamaño del plato: 7,5" x 7,5" (190 x 190 mm)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)