



Caja de ingletes dividida, 1,4"

Código: HM-3847.50

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Caja de ingletes dividida. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Caja de ingletes dividida, 1,4".

Tipo: Caja de ingletes dividida

Referencia de nombre: Caja de ingletes dividida, 1,4"

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

12 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
--------------------	------------------	-------------

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-3847.35	Caja de ingletes dividida de 2 piezas, recortadora de muestras, 35 mm
	HM-3847.38	Caja de ingletes dividida de 2 piezas, recortadora de muestras, 38 mm

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-3847.50	Caja de ingletes dividida de 2 piezas, recortadora de muestras, 50 mm
	HM-3847.70	Caja de ingletes dividida de 2 piezas, recortadora de muestras, 70 mm

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-3847.100	Caja de ingletes dividida de 2 piezas, recortadora de muestras, 100 mm
	HM-3847.150	Caja de ingletes dividida de 2 piezas, recortadora de muestras, 150 mm
	HM-3847.14	Caja de ingletes dividida de 2 piezas, recortadora de muestras, 1.4"

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-3847.15	Caja de ingletes dividida de 2 piezas, recortadora de muestras, 1.5"
	HM-3847.20	Caja de ingletes dividida de 2 piezas, recortadora de muestras, 2.0"
	HM-3847.28	Caja de ingletes dividida de 2 piezas, recortadora de muestras, 2,8"

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-3847.40	Caja de ingletes dividida de 2 piezas, recortadora de muestras, 4.0"
	HM-3847.60	Caja de ingletes dividida de 2 piezas, recortadora de muestras, 6.0"

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)