




Biomec Serie B2P oil-less (bombas de vacío, 24-55 LPM, doble piston)

Código: N/D

Marca: BIOMECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Voltaje/Frecuencia: 220V/50Hz
- Operación oil-less (sin aceite)

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones técnicas validadas.

Especificación	24 LPM	54 LPM - 736 mmHg (29 inHg)	44 LPM	55 LPM - Standard
Modelo	BIOMECH_008	BIOMECH_007	BIOMECH_005	BIOMECH_006
Tipo	Bomba de vacío	Bomba de vacío	Bomba de vacío	Bomba de vacío
Caudal	24 LPM	54 LPM	44 LPM	55 LPM
Vacío máximo	740 mmHg (29,1 inHg)	736 mmHg (29 inHg)	740 mmHg (29,1 inHg)	740 mmHg (29,1 inHg)
Material en contacto	Alta resistencia química	Alta resistencia química	Alta resistencia química	Standard
Control de vacío	Sin válvula ni vacuómetro	Sin válvula ni vacuómetro	Sin válvula ni vacuómetro	Sin válvula ni vacuómetro
Material filtro	Resistencia química / recubrimiento PTFE	Resistencia química / recubrimiento PTFE	Resistencia química / recubrimiento PTFE	Standard

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)