



MÁQUINA DE ENSAYO DE ANCLAJE

Código: B-01-67-0007

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[B - 01 - 67 - 0007] MÁQUINA DE ENSAYO DE ANCLAJE
Parámetro	B - 01 - 67 - 0007
Capacidad máxima	6500KN
Rango de fuerza de ensayo	4% - 100%FS
Precisión / legibilidad	0; 5%
Rango de desplazamiento	0 - 200 mm
Precisión de desplazamiento	1%
Precisión de repetibilidad	±0; 5%
Rango del pistón	200mm
Espacio de tracción	3400×00
Potencia	4; 4kW
Dimensiones	5030×700×2060mm
Peso	5500 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)