



## TANQUE DE CURADO DE HUMEDAD DEL HORMIGÓN

**Código:** N/D

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Gabinete de curado estándar de temperatura y humedad constante.

Para plantas de cemento, construcción, conservación de agua, ingeniería de carreteras y puentes.

Mantenimiento estándar de resistencia y tiempo de fraguado de muestras de concreto y productos de cemento.

- Temperatura constante
- Humedad constante
- Curado estándar

### Especificaciones técnicas

| Parámetro                   | B-01-67-0030.1           | B-01-67-0030.2            | B-01-67-0030.3            |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Precisión                   | ±1°C                     | ±1°C                      | ±1°C                      |
| Temperatura controlada      | 20°C±1°C                 | 20°C±1°C                  | 20°C±1°C                  |
| Humedad controlada          | RH95%±5 o más            | RH95%±5 o más             | RH95%±5 o más             |
| Humidificación              | 400 ml/Hora              | 400 ml/Hora               | 400 ml/Hora               |
| Volumen del humidificador   | 5.5L                     | 5.5L                      | 5.5L                      |
| Espacio interior - Diámetro | 620×480×1000mm (5 capas) | 1100×480×1200mm (6 capas) | 1570×480×1200mm (8 capas) |
| Dimensiones exteriores      | 1000×620×1350mm          | 1500×640×1550mm           | 2000×640×1550mm           |
| Probetas 15×15×15cm         | 15 grupos / 45 piezas    | 30 grupos / 90 piezas     | 60 grupos / 180 piezas    |
| Probetas 10×10×10cm         | 40 grupos / 120 piezas   | 80 grupos / 240 piezas    | 120 grupos / 360 piezas   |

### Aplicaciones

Uso de laboratorio  
Control de calidad

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)