



MOLDE DE CONTRACCIÓN

Código: B-01-67-0054

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Usado para determinar el porcentaje de contracción de una muestra de suelo con bajo contenido de arcilla.

Cumple con: BS1377

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[B - 01 - 67 - 0054] MOLDE DE CONTRACCIÓN
Parámetro	B - 01 - 67 - 0054.1
Tamaño de la sonda	140 (L) × 12.5 (D) mm
Dimensiones	160 (L) × 32 (A) × 20 (A) mm
Material principal	Latón
Peso aproximado	0.25 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)