




MÁQUINA DE CORTE DE PROBETAS

Código: B-01-67-0090

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Esta máquina de corte es adecuada para varias sondas con diferentes tamaños en laboratorio de asfalto, concreto y piedra.

El modelo se suministra completo con piezas de rodamiento con fabricación de sellado de alta precisión, también combinado con cuchillas de diamante.

Cumple con: EN 12390-2

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	[B - 01 - 67 - 0090] MÁQUINA DE CORTE DE PROBETAS
Diámetro de sonda	50; 75; 100; 150mm
Longitud de sonda	47.5 - 205mm
Velocidad de rotación del eje principal	2300r / min
Cuchilla de diamante	Dia.350mm; espesor 3mm
Potencia nominal	2.2kw
Voltaje / alimentación	380V
Diámetro de cuchilla de sierra	Dia.400mm
Dimensiones	900×460×830mm
Peso	120kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)