

NIVEL AUTOMÁTICO DIGITAL

Código: N/D

Marca: Belltronic


[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- **Movilidad diaria:** 0108.3 (32X liviano, 1.65 kg).
- **Obra pesada y estabilidad:** 0108.1 (30X) o 0113.1 (32X, enfoque 0.2 m).
- **Levantamientos generales:** 0108.2 (32X) equilibrio alcance/precisión.
- **Precargar precisión a 1 km:** 0113.1 (0.7 mm), 0113.2 (1.5 mm), 0113.3 (2.0 mm) según necesidad.
- **Presupuesto/compacto:** 0113.3 (24X, ajuste 0.5).

Importadora Gyb Limitada



Kyairapdaion

Revised

Bradford.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Importadora Gyb Limitada

B
2
0
0
9
p
a
r
a
m
o
v
i
l
i
d
a
d
.

B
2
0
0
9
p
a
r
a
m
o
v
i
l
i
d
a
d
.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Importadora Gyb Limitada

Padre orellana 1476

Santiago CL13101 Chile



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

O
a
a
s
m
a
t
r
o

M
a
y
n
i
f
i
c
a
c
i
o
n

A
p
m
m
t
u
r
a
o
b
j
e
t
i
v
o

U
d
en
p
o
d
e
v
i
s
i
o
n



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

0
1
2
3
m
a
t
r
o

0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

O
a
a
s
m
a
t
r
o

E
e
p
d
m
b
m
p
e
g
a
a
t
d
b
b
o

A
a
o
i
s
f
o
n
c
o
m
p
e
n
s
a
d
o
r

A
a
b
g
g



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

0
a
a
3
m
a
t
r
o

0
p
3
t
a
t
3
i
p
o
d
e

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)