



Liofilizador piloto de gran tamaño

Placa: 400*270*18 mm; Bandeja: 395*265*25 mm - Placa: 3+1; Bandeja: 3

Liofilizador piloto; Área de liofilización: 0.3m²; Temperatura de estantes: -55°C~+70°C (sin carga); Temperatura de trampa fría: <-80°C (sin carga); Vacío: ≤1Pa (sin carga); Carga de muestra líquida: 3L; Separación entre bandejas: 70mm; Diferencia de temperatura entre bandejas: ±1°C; Consumo total: 3KW; Alimentación: CA 220V, 50/60Hz, monofásica

Código: B2-01-010174.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Placa: 400*270*18 mm; Bandeja: 395*265*25 mm - Placa: 3+1; Bandeja: 3 B2-01-010174.1
Área de liofilización	0,3 m ²
Temperatura de placa	-55°C~+70°C(sin carga)
Temperatura de trampa fría	<-80°C(sin carga)
Grado de vacío	≤1 Pa(sin carga)
Capacidad de captura de agua	≥6
Volumen de trampa fría	14 L
Tamaño de trampa fría (diámetroxalto)	Φ200*460 mm
Tamaño de cámara de secado (anxprofxalt)	330*325*470 mm
Tamaño de placa y bandeja (anxprofxalt)	Placa: 400*270*18 mm; Bandeja: 395*265*25 mm
Cantidad de placas y bandejas	Placa: 3+1; Bandeja: 3
Capacidad de carga de muestra (líquido)	3 L
Altura entre bandejas	70 mm
Diferencia de temperatura entre bandejas	±1 °C
Refrigerante	R404A+R23
Modo de enfriamiento del condensador	Enfriamiento por aire
Modo de descongelación	Descongelación eléctrica
Bomba de vacío	4 L/S(14,4 m ³ /h)
Consumo de descongelación eléctrica	800 W
Consumo de barras calefactoras de aceite de silicona	800 W
Consumo total	3 KW
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50 Hz/60 Hz (monofásico)
Peso del cuerpo principal	300 kg
Tamaño externo (anxprofxalt)	1033*781*1580 mm
Tamaño de embalaje (anxprofxalt)/peso bruto · cuerpo principal	1150*900*1780 mm/400 kg
Tamaño de embalaje (anxprofxalt)/peso bruto · bomba de vacío	950*420*500 mm(37 kg)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)