



Refrigerador de laboratorio 288-468 L

Código: B2-01-010180

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El refrigerador de laboratorio es un dispositivo específicamente diseñado para su uso en el entorno de laboratorio con un conjunto de características clave que lo hacen ideal para almacenar reactivos, medios, proteínas y otros productos, así como otras muestras biomédicas, en laboratorios de investigación, clínicos e industriales.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 720*660*2160 mm	pack 740*695*2230 mm	pack 770*800*1830 mm	pack 770*800*2060 mm	pack 830*880*2050 mm
Capacidad	298 litro	368 litro	288 litro	358 litro	468 litro
Rango de temperatura	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C
Preci ón de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Uniformidad de temperatura	≤2°C	≤2°C	≤2°C	≤2°C	≤2°C
E tabilidad de la temperatura	≤3°C	≤3°C	≤3°C	≤3°C	≤3°C
Tiempo de recuperación (recuperación a 8 °C en una temperatura ambiente de 32 °C)	≤15 min	≤15 min	≤15 min	≤15 min	≤15 min
Tiempo de enfriamiento (enfriar a 6 °C en una temperatura ambiente de 32 °C)	≤120 min	≤70 min	≤55 min	≤60 min	≤70 min
Si tema de control	Control por microproce ador	Control por microproce ador	Control por microproce ador	Control por microproce ador	Control por microproce ador
Mostrar	LED	LED	LED	LED	LED
Alarma	Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termo tato, alarma de interruptor de puerta, alarma de falla de energía (8 h)	Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termo tato, alarma de interruptor de puerta, alarma de falla de energía (8 h)	Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termo tato, alarma de interruptor de puerta, alarma de falla de energía (8 h)	Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termo tato, alarma de interruptor de puerta, alarma de falla de energía (8 h)	Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termo tato, alarma de interruptor de puerta, alarma de falla de energía (8 h)
Tipo de refrigeración	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire
Refrigerante	R600a/33g	R600a/45g	R290/80g	R290/90g	R290/97g

Especificación	pack 720*660*2160 mm	pack 740*695*2230 mm	pack 770*800*1830 mm	pack 770*800*2060 mm	pack 830*880*2050 mm
Compre or	Compre or de marca famo a internacional/1	Compre or de marca famo a internacional/1	Compre or de marca famo a internacional/1	Compre or de marca famo a internacional/1	Compre or de marca famo a internacional/1
Condensador y evaporador	Tubo Bundy; tubo de aluminio tipo aleta de aluminio	Tubo Bundy; tubo de cobre tipo aleta de aluminio	Tubo Bundy; tubo de cobre tipo aleta de aluminio	Tubo Bundy; tubo de aluminio tipo aleta de aluminio	Tubo de cobre tipo aleta de aluminio
De congelar	De congelación automática	De congelación automática	De congelación automática	De congelación automática	De congelación automática
Construcción	Material ai lante de poliuretano ciclopentano	Material ai lante de poliuretano ciclopentano	Material ai lante de poliuretano ciclopentano	Material ai lante de poliuretano ciclopentano	Material ai lante de poliuretano ciclopentano
Material - Material interno	Placa de aluminio gofrado	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada
Material - Material externo	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada
Puerta	Puerta de vidrio calentada eléctricamente*1	Puerta de vidrio calentada eléctricamente*1	Puerta de vidrio calentada eléctricamente*1	Puerta de vidrio calentada eléctricamente*1	Puerta de vidrio calentada eléctricamente*1
Consumo	189W	230 W	260 W	260 W	220 W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional, tran formador externo); 220 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional, tran formador externo); 220 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional, tran formador externo); 220 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); 110 V, 60 Hz (opcional, tran formador externo); 220 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)
Rueda	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Estante	5	5	4	5	5
Accesorio de tándar	Orificio de prueba, interfaz USB	Orificio de prueba, interfaz USB	Orificio de prueba, interfaz USB	Orificio de prueba, interfaz USB	Orificio de prueba, interfaz USB
Accesorio opcional	RS485, impre ora, registrador de temperatura	RS485, impre ora, registrador de temperatura	RS485, impre ora, registrador de temperatura	RS485, impre ora, registrador de temperatura	RS485, impre ora, registrador de temperatura
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	530*410*1375 mm	566*475*1290 mm	530*520*1096 mm	530*520*1325 mm	580*613*1325 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	620*575*1980 mm	650*600*2010 mm	640*665*1658 mm	640*665*1886 mm	680*747*1885 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	720*660*2160 mm	740*695*2230 mm	770*800*1830 mm	770*800*2060 mm	830*880*2050 mm
Peso neto	78 kilo	90 kilo	110 kilo	120 kilo	135 kilo
Peso bruto	88 kilo	105 kilo	127 kilo	140 kilo	158 kilo

Aplicaciones

Refrigerador/congelador biomedico 288468 L, 28 C: elija la variante comparando Capacidad y Tiempo de enfriamiento (enfriar a 6 °C en una temperatura ambiente de 32 °C).

Que cambia entre variantes

B2-01-010180.1: Capacidad: 288 litros; Tiempo de enfriamiento (enfriar a 6 °C en una temperatura ambiente de 32 °C): ≤55 min.

B2-01-010180.3: Capacidad: 298 litros; Tiempo de enfriamiento (enfriar a 6 °C en una temperatura ambiente de 32 °C): ≤120 min.

B2-01-010180.5: Capacidad: 358 litros; Tiempo de enfriamiento (enfriar a 6 °C en una temperatura ambiente de 32 °C): ≤60 min.

468 L y enfriamiento ≤70 min: Capacidad: 468 litros; Tiempo de enfriamiento (enfriar a 6 °C en una temperatura ambiente de 32 °C): ≤70 min.

Escenarios de uso recomendados

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Use esta configuracion si necesita capacidad: 288 litros y tiempo de enfriamiento (enfriar a 6 °C en una temperatura ambiente de 32 °C):
≤55 min.

Use esta configuracion si necesita capacidad: 298 litros y tiempo de enfriamiento (enfriar a 6 °C en una temperatura ambiente de 32 °C):
≤120 min.

Use esta configuracion si necesita capacidad: 358 litros y tiempo de enfriamiento (enfriar a 6 °C en una temperatura ambiente de 32 °C):
≤60 min.

Use esta configuracion si necesita capacidad: 468 litros y tiempo de enfriamiento (enfriar a 6 °C en una temperatura ambiente de 32 °C):
≤70 min.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad y Tiempo de enfriamiento (enfriar a 6 °C en una temperatura ambiente de 32 °C); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad y Tiempo de enfriamiento (enfriar a 6 °C en una temperatura ambiente de 32 °C).

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)