



Congelador -40 C 362-450 L

Código: B2-01-010192

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El rango de temperatura de -40 grados es ideal para muchos artículos del sector médico que requieren condiciones de refrigeración especializadas. Estos artículos incluyen vacunas, hemoderivados, medicamentos y otras muestras biológicas. La unidad de refrigeración médica proporciona un entorno estable y constante a baja temperatura, lo que garantiza la calidad y la eficacia de estos artículos.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 840*860*2050 mm · 2	pack 840*860*2050 mm · 3	pack Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)
Capacidad	362 litros	362 litros	Capacidad
Rango de temperatura	-15~-40°C	-15~-40°C	Rango de temperatura
Precisión de la temperatura	0,1°C	0,1°C	Precisión de la temperatura
Uniformidad de temperatura	≤4°C	≤4°C	Uniformidad de temperatura
Estabilidad de temperatura	≤4°C	≤4°C	Estabilidad de temperatura
Tiempo de recuperación (Recuperación a -37°C a una temperatura ambiente de 25°C)	≤30 min	≤30 min	Tiempo de recuperación (Recuperación a -37°C a una temperatura ambiente de 25°C)
Tiempo de enfriamiento (enfriar hasta -40 °C a una temperatura ambiente de 25 °C)	≤4 horas	≤4 horas	Tiempo de enfriamiento (enfriar hasta -40 °C a una temperatura ambiente de 25 °C)
Sistema de control	Control por microprocesador	Control por microprocesador	Sistema de control
Mostrar	Pantalla LED	Pantalla LED	Mostrar
Alarma	Alto / baja temperatura alarma , pag fallo de potencia alarma(8h), alarma de fallo del controlador, d sobre entreabierta alarma	Alto / baja temperatura alarma , pag fallo de potencia alarma(8h), alarma de fallo del controlador, d sobre entreabierta alarma	Alarma
Tipo de refrigeración	Refrigeración directa	Refrigeración directa	Tipo de refrigeración
Refrigerante	R290/86g	R290/86g	Refrigerante
Compresor	compresor de marca internacionalmente famosa/1	compresor de marca internacionalmente famosa/1	Compresor

Especificación	pack 840*860*2050 mm · 2	pack 840*860*2050 mm · 3	pack Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)
Condensador y evaporador	Condensador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado.	Condensador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado.	Condensador y evaporador
Descongelar	Descongelación manual	Descongelación manual	Descongelar
Construcción	espuma de ciclopentano de poliuretano	espuma de ciclopentano de poliuretano	Construcción
Material	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	Material interno
Material externo	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada
Puerta	Puerta exterior: puerta exterior integral de espuma de ciclopentano*1 Puerta interior: puerta de pulverización de placa fría*5	Puerta exterior: puerta exterior integral de espuma de ciclopentano*1 Puerta interior: puerta de pulverización de placa fría*5	Puerta
Consumo	278 W	278 W	Consumo
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)	Fuente de alimentación
Ruedas giratorias	Sí	Sí	Ruedas giratorias
Estante	4	3	Estante
Accesorio estándar	Orificio de prueba, interfaz USB	Orificio de prueba, interfaz USB	Accesorio estándar
Accesorio opcional	Interfaz RS485, impresora	Interfaz RS485	Accesorio opcional
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto)	520*567*1266 mm	520*567*1266 mm	Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto)
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	690*744*1885 mm	690*744*1885 mm	Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	840*860*2050 mm	840*860*2050 mm	Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)
Peso neto	130 kg	130 kg	Peso neto
Peso bruto	155 kg	155 kg	Peso bruto

Aplicaciones

Refrigerador/congelador biomedico 362450 L, -40-10 C: elija la variante comparando Capacidad, Tiempo de enfriamiento (enfriar a -40 °C en una temperatura ambiente de 25 °C) y Tiempo de recuperación (recuperación a -37 °C en una temperatura ambiente de 25 °C).

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Capacidad: 362 litros; Tiempo de enfriamiento (enfriar a -40 °C en una temperatura ambiente de 25 °C): ≤4 horas; Tiempo de recuperación (recuperación a -37 °C en una temperatura ambiente de 25 °C): ≤30 min.

Configuración 3: Capacidad: 408 litros; Tiempo de enfriamiento (enfriar a -40 °C en una temperatura ambiente de 25 °C): 50 minutos; Tiempo de recuperación (recuperación a -37 °C en una temperatura ambiente de 25 °C): 40 minutos.

450 L, enfriamiento ≤4 h y recuperación ≤30 min: Capacidad: 450 litros; Tiempo de enfriamiento (enfriar a -40 °C en una temperatura ambiente de 25 °C): ≤4 horas; Tiempo de recuperación (recuperación a -37 °C en una temperatura ambiente de 25 °C): ≤30 min.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita capacidad: 362 litros y tiempo de enfriamiento (enfriar a -40 °C en una temperatura ambiente de 25 °C): ≤4 horas.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Use esta configuracion si necesita capacidad: 408 litros y tiempo de enfriamiento (enfriar a -40 °C en una temperatura ambiente de 25 °C): 50 minutos.

Use esta configuracion si necesita capacidad: 450 litros y tiempo de enfriamiento (enfriar a -40 °C en una temperatura ambiente de 25 °C): ≤4 horas.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad, Tiempo de enfriamiento (enfriar a -40 °C en una temperatura ambiente de 25 °C) y Tiempo de recuperación (recuperación a -37 °C en una temperatura ambiente de 25 °C); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad, Tiempo de enfriamiento (enfriar a -40 °C en una temperatura ambiente de 25 °C) y Tiempo de recuperación (recuperación a -37 °C en una temperatura ambiente de 25 °C).

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)