



Refrigerador portatil 5-15 L

pack 380*270*300 mm · 1

Caja refrigerante portátil; Capacidad: 5 L; Materiales internos y externos: PP+PE; Aislamiento: PU; Resolución de temperatura: 0.1 °C; Fabricación: Moldeo por soplado e inyección; superficie sin rebabas; Material de la fuente de frío: Poliácrilato de sodio; Conservación del frío: Mantiene una temperatura interna de 2-8 °C durante más de 24 horas con temperatura ambiente de hasta 43 °C; Suministro: 1 unidad, 4 cajas de hielo de cambio de fase de 400 ml y 1 termómetro digital; Dimensiones internas (ancho × profundidad × alto): 200 × 142 × 165 mm; Dimensiones externas (ancho × profundidad × alto): 266 × 215 × 225 mm; Dimensiones del embalaje (ancho × profundidad × alto): 380 × 270 × 300 mm; Peso neto: 1.2 kg; Peso bruto: 1.7 kg. Dimensiones referidas al compartimento principal. Datos medidos a temperatura ambiente de 25 °C.

Código: B2-01-010194.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 380*270*300 mm · 1 B2-01-010194.1
Modelo	B2-01-010194.1
Configuración	5 litros - 0,1°C - 200*142*165 mm
Capacidad	5 litros
Materiales internos y externos	PP+PE
Material de aislamiento	PODRÍA
Resolución de temperatura	0,1°C
Proceso de fabricación	Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas
Material de fuente de enfriamiento	Poliácrilato de sodio
Tiempo de retención de enfriamiento	Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C.
Configuración	Refrigerador*1, hielera de cambio de fase (400 ml)*4, termómetro digital*1
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	200*142*165 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	266*215*225 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	380*270*300 mm
Peso neto	1,2 kilos
Peso bruto	1,7 kilos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)