



Congelador de -60 C 608-938 L

Código: B2-01-010199

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

Adecuado para experimentos de temperatura ultrabaja en instituciones de investigación científica, materiales especiales, industria electrónica, industria química, experimentos universitarios, biotecnología, pesca en alta mar, etc.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1120*1080*2010 mm	pack 1280*1080*2150 mm · 2	pack 1280*1080*2150 mm · 3	pack 1410*1080*2130 mm
Capacidad	608L	708L	808L	938L
Rango de temperatura	-25~-60°C	-25~-60°C	-25~-60°C	-25~-60°C
Precisión de temperatura	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Uniformidad de temperatura	±4°C	±4°C	±4°C	±4°C
Estabilidad de la temperatura	±4°C	±4°C	±4°C	±4°C
Sistema de control	Control por microprocesador	Control por microprocesador	Control por microprocesador	Control por microprocesador
Monitor	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED
Alarma	Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termómetro	Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termómetro	Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termómetro	Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termómetro
Tipo de refrigeración	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo
Refrigerante	R404A/R23 480 g	R404A/R23 520 g	R404A/R23 580 g	R404A/R23 610 g
Compresor	Compresor de marca famosa internacional/2 (línea de refrigeración independiente dual)	Compresor de marca famosa internacional/2 (línea de refrigeración independiente dual)	Compresor de marca famosa internacional/2 (línea de refrigeración independiente dual)	Compresor de marca famosa internacional/2 (línea de refrigeración independiente dual)
Condensador y evaporador	Condensador de aleta de aluminio con tubo de cobre; evaporador de tubo de cobre envuelto en gabinete	Condensador de aleta de aluminio con tubo de cobre; evaporador de tubo de cobre envuelto en gabinete	Condensador de aleta de aluminio con tubo de cobre; evaporador de tubo de cobre envuelto en gabinete	Condensador de aleta de aluminio con tubo de cobre; evaporador de tubo de cobre envuelto en gabinete
De congelar	De congelación manual	De congelación manual	De congelación manual	De congelación manual
Construcción	espuma de poliuretano ciclopentano	espuma de poliuretano ciclopentano	espuma de poliuretano ciclopentano	espuma de poliuretano ciclopentano
Material - Material interno	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304
Material - Material externo	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada

Especificación	pack 1120*1080*2010 mm	pack 1280*1080*2150 mm · 2	pack 1280*1080*2150 mm · 3	pack 1410*1080*2130 mm
Puerta	Puerta exterior: puerta exterior de chapa de acero pulverizada*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*4	Puerta exterior: puerta exterior de chapa de acero pulverizada*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*4	Puerta exterior: puerta exterior de chapa de acero pulverizada*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*4	Puerta exterior: puerta exterior de chapa de acero pulverizada*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*4
Con umo	900W	1050 W	1100W	1100W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)
Rueda	Sí	Sí	Sí	Sí
E tante	3	3	3	3
Acce orio e tándar	Agujero de prueba	Agujero de prueba	Agujero de prueba	Agujero de prueba
Acce orio opcional	Regi trador de temperatura	Regi trador de temperatura	Regi trador de temperatura	Regi trador de temperatura
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	750*715*1200 mm	890*715*1200 mm	850*725*1335 mm	1040*715*1320 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	990*1030*1860 mm	1130*1030*1860 mm	1090*1010*2000 mm	1280*1030*1980 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	1120*1080*2010 mm	1280*1080*2150 mm	1280*1080*2150 mm	1410*1080*2130 mm
Pe o neto	245 kilo	285 kilo	300 kilo	320 kilo
Pe o bruto	288 kilogramo	345 kilo	370 kilo	405 kilo

Aplicaciones

Refrigerador/congelador biomedico 598938 L, -60-25 C: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010199.1: Capacidad: 608L.

B2-01-010199.2: Capacidad: 708L.

B2-01-010199.3: Capacidad: 808L.

B2-01-010199.4: Capacidad: 938L.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 608l.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 708l.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 808l.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 938l.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)