



Congelador de -86 C 168-348 L

348L

Código: B2-01-010203.2

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	348L B2-01-010203.2
Capacidad	348L
Rango de temperatura	-40~-86°C
Exactitud de temperatura	0.1°C
Uniformidad de temperatura	±4°C
Estabilidad de temperatura	≤6°C
Tiempo de recuperación (recuperar a -75°C con temperatura ambiente de 25°C)	≤30min
Tiempo de enfriamiento (enfriar a -80°C con temperatura ambiente de 25°C)	≤7h
Sistema de control	Control por microprocesador
Pantalla	LCD
Alarma	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de corte de energía(72h), alarma de falla del controlador, alarma de puerta entreabierta
Tipo de refrigeración	Enfriamiento directo
Refrigerante	R290/R170, 308g
Compresor	Compresor de marca internacional/2
Condensador y evaporador	Serpentín interno, tubería de cobre, tubo de cobre y aleta de aluminio
Descongelación	Descongelación manual
Construcción	Espuma de poliuretano con ciclopentano
Material · Material interno	Acero inoxidable SUS304
Material · Material externo	Placa de acero con recubrimiento pulverizado
Puerta	Puerta exterior: puerta de espuma monómera de ciclopentano*1 Puerta interior: espuma monolítica de ciclopentano, puerta de acero inoxidable*2
Ruido	53dB(A)
Consumo	915W Potencia aparente: 1386VA
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz(estándar); 110/220V, 60Hz(opcional)
Ruedas	Sí
Estantes	3
Accesorio estándar	Puerto de prueba*2, interfaz USB, interfaz RS485
Accesorio opcional	Sistema de respaldo de nitrógeno líquido, registrador de temperatura
Dimensiones internas (An*Pr*Al)	490*612*1150mm
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	869*989*1924mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	348L B2-01-010203.2
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	1020*1180*2130mm
Peso neto	264kg
Peso bruto	332kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)