



Congelador con refrigerador -40 C

Código: B2-01-010222

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Congelador de baja temperatura de -40 °C. El diseño de dos cámaras es ideal para almacenar diversos tipos de muestras que requieren diferentes temperaturas o muestras que requieren almacenamiento por separado. Este tipo de congelador cuenta con control de temperatura independiente para ahorrar espacio y energía. se esfuerza constantemente por ofrecer productos ecológicos y tecnologías económicas y prácticas a sus clientes.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3
Congelador	110 litros	185 litros	155 litros
Congelador (2)	-10~-40°C	-10~-40°C	-10~-40°C
Congelador (3)	≤4°C	≤4°C	≤4°C
Congelador (4)	≤4°C	≤4°C	≤4°C
Congelador (5)	≤30 min (Recuperación a -37 °C en una temperatura ambiente de 25 °C)	≤30 min (Recuperación a -37 °C en una temperatura ambiente de 25 °C)	≤30 min (Recuperación a -37 °C en una temperatura ambiente de 25 °C)
Congelador (6)	≤3 h (Recuperación a -40 °C en una temperatura ambiente de 25 °C)	≤3 h (Recuperación a -40 °C en una temperatura ambiente de 25 °C)	≤3 h (Recuperación a -40 °C en una temperatura ambiente de 25 °C)
Congelador (7)	Refrigeración directa	Refrigeración directa	Refrigeración directa
Congelador (8)	R290/46g	R290/60g	R290/54g
Congelador (9)	Condensador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado.	Condensador de aletas de aluminio con tubo de cobre; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado.	Condensador de tubo Bundy con bobinado de alambre; evaporador de tubo de cobre tipo serpentín incorporado.
Congelador (10)	Descongelación manual	Descongelación manual	Descongelación manual
Material externo	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada
Congelador (11)	1	1	1
Congelador (12)	520*467*460 mm	580*575*563 mm	520*647*460 mm

Aplicaciones

Refrigerador/congelador biomedico 183450 L / 185295 L, 28 C / -40-10 C: elija la variante comparando Capacidad - Congelador y Capacidad - Refrigerador.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Que cambia entre variantes

B2-01-010222.1: Capacidad - Congelador: 110 litros; Capacidad - Refrigerador: 208 litros.

B2-01-010222.2: Capacidad - Congelador: 185 litros; Capacidad - Refrigerador: 183 litros.

B2-01-010222.3: Capacidad - Congelador: 155 litros; Capacidad - Refrigerador: 295 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita capacidad - congelador: 110 litros y capacidad - refrigerador: 208 litros.

Use esta configuracion si necesita capacidad - congelador: 185 litros y capacidad - refrigerador: 183 litros.

Use esta configuracion si necesita capacidad - congelador: 155 litros y capacidad - refrigerador: 295 litros.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad - Congelador y Capacidad - Refrigerador; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad - Congelador y Capacidad - Refrigerador.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)