



Liofilizador piloto de mesa

Código: B2-01-010236

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El liofilizador piloto de sobremesa es una solución compacta y de alto rendimiento para aplicaciones de liofilización a pequeña escala.

Es adecuado para investigación y desarrollo, así como para producción de lotes pequeños, con control preciso y confiabilidad en formato de sobremesa.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 940*840*990mm · 1	pack 940*840*990mm · 2	pack 940*840*990mm · 3	pack 940*840*990mm · 4
Tipo	Cámara e tándar	colector de 4 puerto	Cámara de taponado	Cámara de parada con colector de 4 puerto
Temperatura de la trampa fría.	-88 °C	-88 °C	-88 °C	-88 °C
Temperatura del e tante.	-60~+70°C	-60~+70°C	-60~+70°C	-60~+70°C
Temperatura. Uniformidad	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
Grado de vacío	≤0,1Pa	≤0,1Pa	≤0,1Pa	≤0,1Pa
Volumen de la trampa fría	11L	11L	11L	11L
Área de ecado por congelación	0,1m2	0,1m2	0,1m2	0,1m2
Capacidad de conden ación	3kg/hora	3kg/hora	3kg/hora	3kg/hora
Cant. de e tante	1	1	1	1
Tamaño de la cámara de ecado	40L	40L	40L	40L
Capacidad de carga de materiale	3000ml	3000ml	3000ml	3000ml
Calidad Total. de vial - Φ22mm	216	216	216	216
Calidad Total. de vial - Φ16mm	400	400	400	400
Calidad Total. de vial - Φ12mm	726	726	726	726
Colector	/	4 pieza	/	4 pieza
Interfaz USB	Sí	Sí	Sí	Sí

Especificación	pack 940*840*990mm · 1	pack 940*840*990mm · 2	pack 940*840*990mm · 3	pack 940*840*990mm · 4
Cámara de ecado (e tándar)	Acrílico tran parente	Acrílico tran parente	Acrílico tran parente	Acrílico tran parente
Bomba a piradora	E tándar	E tándar	E tándar	E tándar
Si tema de control	Microproce ador, pantalla táctil.	Microproce ador, pantalla táctil.	Microproce ador, pantalla táctil.	Microproce ador, pantalla táctil.
Fuente de alimentación	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz
Fuerza	2,3kW	2,3kW	2,3kW	2,3kW
Tamaño de la trampa fría (Φ*Hmm)	215*190mm	215*190mm	215*190mm	215*190mm
Tamaño del e tante (W*D*H)	270*400*150mm	270*400*150mm	270*400*120mm	270*400*120mm
Tamaño externo (W*D*H)	820*695*600/995mm	820*695*600/995mm	820*695*875/1075mm	820*695*875/1075mm
Tamaño del paquete del anfitrión (W*D*H)	940*840*990mm	940*840*990mm	940*840*990mm	940*840*990mm
Tamaño del paquete de la bomba de vacío (W*D*H)	600*230*300mm	600*230*300mm	600*230*300mm	600*230*300mm
Pe o bruto	180kg	210 kilo	210 kilo	220 kilo

Aplicaciones

Refrigerador/congelador biomedico 3 L: elija la variante comparando Tipo.

Que cambia entre variantes

B2-01-010236.1: Tipo: Cámara estándar.

B2-01-010236.2: Tipo: colector de 4 puertos.

B2-01-010236.3: Tipo: Cámara de taponado.

B2-01-010236.4: Tipo: Cámara de parada con colector de 4 puertos.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita tipo: cámara estándar.

Use esta alternativa si necesita tipo: colector de 4 puertos.

Use esta alternativa si necesita tipo: cámara de taponado.

Use esta alternativa si necesita tipo: cámara de parada con colector de 4 puertos.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tipo; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Tipo.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)