



Autoclave de sobremesa clase B 18-23 L

pack 810*610*590mm · 1

Autoclave de sobremesa clase B de 18 L; Puerta: manual; Temperatura de trabajo: 105 a 134 °C; Presión de trabajo: 0,23 MPa; Cámara: Ø250 × 350 mm; Alimentación: CA 220 V, 50/60 Hz; Dimensiones externas (ancho × profundidad × alto): 630 × 485 × 450 mm.

Código: B2-01-010240.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 810*610*590mm · 1 B2-01-010240.1
Tipo	Sobremesa
Capacidad	18 L
Temperatura maxima	150 °C
Clase	Clase B
Vacío	Sin vacío
Secado	Con secado
Puerta	Manual
Material de cámara	S30408
Presion de trabajo	0.23Mpa
Tamaño de cámara	φ250*350mm
Altitude	≤2500m
Capacity	18L
Chamber Material	S30408
Chamber Size	φ250*350mm
Configuracion	150°C - 105~134°C - 0.1°C
Consumption	3KW
Designed Pressure	-0.1/0.3MPa
Display	5-inch LCD touch screen
Door	Manual
Drying Time	0~99min
External Size(W*D*H)	630*485*450mm
Gross Weight	64kg
Max Designed Temp.	150°C
Modelo	B2-01-010240.1
Net Weight	48kg
Optional Accessories	Stainless steel tray
Package Size(W*D*H)	810*610*590mm
Power Supply	AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 50/60Hz(Optional, air switch)
Presión de trabajo	0.23Mpa
Rack	1 rack with 3 trays

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 810*610*590mm · 1 B2-01-010240.1
Standard Accessories	Aluminum tray, USB, printer
Sterilization Time	0~99min
Temp. Precision	0.1°C
Vacio	No
Vacuum System	High efficiency vacuum pump
Water Tank Capacity	3.5L
Working Pressure	0.23Mpa
Working Temp.	105~134°C

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)