



Autoclave de esterilización vertical 30-100 L

30L

Código: B2-01-010269.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	30L B2-01-010269.1
Capacidad	30L
Presión de diseño	0.28MPa
Presión de trabajo	0.23MPa
Temperatura de diseño	150°C
Temperatura de trabajo	105~136°C
Precisión de temperatura	0.1°C
Material de la cámara	S30408
Dimensiones de la cámara	φ385*412mm
Cesta / Cesta de fondo de malla / Balde	φ365*265mm, 1 unidad
Ruido	≤65dB
Altitud	≤2700m
Accesorio estándar	Cesta
Accesorios opcionales	Impresora, cesta de fondo de malla, balde
Potencia consumida	4KW
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar); AC110V, 50/60Hz (opcional); Método de conexión: interruptor automático
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	645*610*710mm
Peso neto	86kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	750*745*950mm
Peso bruto	102kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)