



Autoclave de sobremesa clase B

Código: B2-01-010273

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The pulse vacuum autoclave extracts vacuum and fills steam into the sterilization room for many times to make the sterilization chamber reach a certain vacuum degree, and then fills saturated steam to reach the set pressure and temperature, so as to achieve the purpose of sterilization of the sterilized substance.

Características

1. Brand-new operation interface: The LCD touch screen can display real-time information such as temperature, pressure, time, operating status, fault alarm, and equipment operating curve, making the sterilization information more intuitive and clear, and it is convenient for users to observe the operating status of the equipment.
2. Multiple safety protection devices: Automatic over-temperature protection device, multiple control and protection of evaporator, door safety interlock protection, double over-pressure protection device, etc.
3. Vacuum system: It adopts high-efficiency vacuum system, low working noise, ultimate vacuum can reach more than -80KPa, fast pumping speed, good dryness of items, and more thorough sterilization.
4. Diversified procedures: There are fast program, packaging program, rubber program, dressing program, liquid program, liquid customization, solid customization and enhance program, as well as B&D testing, vacuum testing program, and appointment program.
5. High-efficiency air filter: 0.22μm sterilizing high-efficiency air filter, the filtration efficiency is not less than 99.5%, to ensure that the vacuum-breaking air is sterile air, and to avoid re-contamination of sterile materials.
6. Recording device: The equipment is equipped with a thermal printer and USB interface as standard, which can record the data of the entire sterilization process in real time.
7. Other functions: Automatic operation of the whole process of preheating, replacement, heating, sterilization, exhaust steam, and vacuum drying.
8. Built-in dual water tanks: clean water tank and waste water tank.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	18 L - $\varnothing$ 250×350 mm - modelo 18 Litros Clase B	23 L - $\varnothing$ 250*450 mm - modelo 24 Litros Clase B
Capacidad	18 L	23 L
Puerta	Automática	Automática
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas	Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas
Presión de diseño	-0,1/0,3 MPa	-0,1/0,3 MPa
Presión de trabajo	0,23 MPa	0,23 MPa

Especificación	18 L - ϕ 250×350 mm - modelo 18 Litros Clase B	23 L - ϕ 250*450 mm - modelo 24 Litros Clase B
Temp. máx. de diseño	150°C	150°C
Temperatura de trabajo	105~134°C	105~134°C
Precisión de temperatura	0,1 °C	0,1°C
Tiempo de esterilización	0~99 min	0~99 min
Tiempo de secado	0~99 min	0~99 min
Capacidad del tanque de agua	3,5 L	3,5 L
Sistema de vacío	Bomba de vacío de alta eficiencia	Bomba de vacío de alta eficiencia
Material de la cámara	S30408	S30408
Dimensiones de la cámara	ϕ 250×350 mm	ϕ 250*450 mm
Altitud	≤2500 m	≤2500 m
Estante	1 estante con 3 bandejas	1 estante con 3 bandejas
Accesorios estándar	Bandeja de aluminio, USB, impresora	Bandeja de aluminio, USB, impresora
Accesorios opcionales	Bandeja de acero inoxidable	Bandeja de acero inoxidable
Consumo	3 kW	3 kW
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional, interruptor automático)	AC220V, 50/60 Hz (estándar); AC110V, 50/60 Hz (opcional, interruptor automático)
Dimensiones externas (A×P×H)	630×485×450 mm	680*485*450 mm
Peso neto	48 kg	53 kg
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	810×610×590 mm	810*610*590 mm
Peso bruto	64 kg	65 kg

Aplicaciones

Autoclave de mesa clase B dental: elija la variante comparando Capacidad y Puerta.

Que cambia entre variantes

B2-01-010273.1: Capacidad: 18 litros; Puerta: Manual.

B2-01-010273.2: Capacidad: 18 litros; Puerta: Automático.

23 L con puerta manual o automatica: Capacidad: 23 litros; Puerta: Manual.

23 L con puerta manual o automatica: Capacidad: 23 litros; Puerta: Automático.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 18 litros y puerta: manual.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 18 litros y puerta: automático.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 23 litros y puerta: manual.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Use esta alternativa si necesita capacidad: 23 litros y puerta: automático.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad y Puerta; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad y Puerta.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)