



Autoclave de sobremesa clase N 18-23 L

18L

Autoclave de mesa clase N; Capacidad: 18L; Puerta: Manual; Presión de trabajo: 0.22MPa; Temperaturas de trabajo: 121/134°C; Precisión térmica declarada: 0.1°C; Dimensiones de cámara: $\phi 250 \times 370$ mm; Consumo: 1.5KW; Peso neto: 24kg.

Código: B2-01-010279.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	18L B2-01-010279.1
Capacidad	18L
Puerta	Manual
Pantalla	LED
Presión máxima de diseño	0.25MPa
Presión de trabajo	0.22MPa
Temperatura máxima de diseño	139°C
Temperatura de trabajo	121/134°C
Precisión de temperatura	0.1°C
Material de la cámara	SUS304
Dimensiones de la cámara	$\phi 250 \times 370$ mm
Altitud	≤ 2500 m
Soporte	1 soporte con 2 bandejas
Accesorios estándar	Guantes de protección, manguera de drenaje, sello de la puerta
Potencia consumida	1.5KW
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz (estándar) AC110V, 60Hz (opcional)
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	500*400*350mm
Peso neto	24kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	540*450*390mm
Peso bruto	26kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)