



Camara de prueba de estabilidad de medicamentos 173-516 L

Código: B2-01-010297

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

This equipment provide a long-time stable environment of temperature, humidity and illumination. It's applied in the growth test, high humidity test and high illuminance test.

Características

1. The shell is sprayed steel plate, the inner chamber is made of 304 stainless steel, full arc design, convenient for cleaning and maintenance.
2. Using SECOP refrigeration compressor, high efficiency, low consumption; non-fluorine environmentally friendly refrigerant.
3. Microcomputer intelligent PID temperature and humidity controller, accurate temperature control, with parameter memory function, automatically resume operation after restoring electricity.
4. Automatically disconnects power to the humidifier heater when no humidification water is available.
5. Over-temperature alarm, under-temperature alarm, temperature probe damage alarm, humidity probe damage alarm.
6. Temperature and humidity real-time curve display and 600-day historical data query function; 600-day historical data USB export function; ethernet-based remote monitoring function.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	173 L - 40~95 %RH - ± 3 %RH - modelo 1	288 L - 40~95 %RH - ± 3 %RH - modelo 2	516 L - 40~95%RH - ± 3 %RH - modelo 3
Tipo de esterilización (opcional)	Esterilización UV	Esterilización UV	Esterilización UV
Capacidad	173 L	288 L	516 L
Rango de temperatura	-20~65 °C	-20~65 °C	-20~65°C
Fluctuación de temperatura	$\pm 0,5$ °C	$\pm 0,5$ °C	$\pm 0,5$ °C
Precisión de temperatura	0,1 °C	0,1 °C	0,1°C
Rango de humedad	40~95 %RH	40~95 %RH	40~95%RH
Fluctuación de humedad	± 3 %RH	± 3 %RH	± 3 %RH
Iluminación	Iluminación unilateral 4500 lux, ajustable en 4 niveles	Iluminación unilateral 4500 Lux, ajustable en 4 niveles	Iluminación unilateral 4500 lux, regulable en 4 niveles
Sistema de refrigeración	Refrigerante R404a, libre de CFC	Refrigerante R404a, libre de CFC	Refrigerante R404a, libre de CFC

Especificación	173 L - 40~95 %RH - ± 3 %RH - modelo 1	288 L - 40~95 %RH - ± 3 %RH - modelo 2	516 L - 40~95%RH - ± 3 %RH - modelo 3
Rango de temporización	El temporizador puede programarse hasta un máximo de 99 horas por paso, con un total de 100 pasos disponibles	El temporizador puede configurarse hasta 99 horas por paso, con un total de 100 pasos disponibles	El temporizador puede configurarse hasta 99 horas máximo por un paso individual, con un total de 100 pasos disponibles
Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas	Pantalla táctil de 7 pulgadas	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional) (transformador externo)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional) (transformador externo)	AC220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional) (transformador externo)
Consumo	2100 W	2600 W	3500 W
Estantes	2 unid., ajustables	2 unid., ajustables	2 pzas., regulables
Accesorios estándar	Estantes, lámpara LED, orificio de prueba $\phi 35$ mm, tanque de agua incorporado, interfaz de reposición automática de agua, puerto USB, puerto para PC	Estantes, lámpara LED, orificio de prueba $\phi 35$ mm, tanque de agua integrado, interfaz de reposición automática de agua, puerto USB, puerto para PC	Bandejas, lámpara LED, orificio de prueba $\phi 35$ mm, tanque de agua incorporado, interfaz de reposición automática de agua, puerto USB, puerto PC
Accesorios opcionales	Impresora de agujas miniatura, dispositivo externo de protección de temperatura	Impresora matricial en miniatura, dispositivo externo de protección de temperatura	Impresora matricial de agujas, dispositivo externo de protección de temperatura
Dimensiones internas (A x P x Al)	500x450x700 mm	600*600*800 mm	800*710*910 mm
Dimensiones externas (A x P x Al)	700x842x1585 mm	800*992*1685 mm	1000*1072*1795 mm
Dimensiones del embalaje (A x P x Al)	920x760x1740 mm	1080*860*1860 mm	1191*1070*1960 mm
Peso neto	158 kg	195 kg	253 kg
Peso bruto	187 kg	230 kg	298 kg

Aplicaciones

Camara de prueba de estabilidad de medicamentos: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

173 litros - 20~65°C - ± 0 ; 5°C: Capacidad: 173 litros.

288 litros - 20~65°C - ± 0 ; 5°C: Capacidad: 288 litros.

516L - 20~65°C - ± 0 ; 5°C: Capacidad: 516L.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 173 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 288 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 516l.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)