



Incubadora de moldes 100-250 L

Código: B2-01-010314

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The 7-inch LCD touch screen can monitor the temperature and humidity curves in real time, which is convenient for observation and operation.

Características

1. Accurate control: equipped with a microcomputer temperature control system and an independent PID humidity control system.
2. Three-level operation interface authority(administrator, experimenter, operator), to prevent the operation of irrelevant personnel from causing test interruption or equipment failure.
3. Equipped with an interconnected PC interface for remote operation monitoring and optional mobile APP control program.
4. The upper and lower slices of the evaporator are automatically switched to defrost, without stopping the defrost.
5. Ultraviolet lamp sterilization, effectively prevent pollution during culture.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	100L - 50~95%HR - 1%HR - modelo 1	150 L - R290, 80 g - modelo 2	200L - R290, 100g - modelo 3	250 L - R290, 100 g - modelo 4
Capacidad	100L	150 L	200L	250 L
Sensor de temperatura	PT100	PT100	PT100	PT100
Rango de temperatura	0~60°C (control PID por microcomputador)	0~60°C(control PID por microcomputador)	0~60°C(control PID por microcomputador)	0~60°C (control PID por microcomputador)
Fluctuación de temperatura	±0,5°C	±0,5°C	±0,5°C	±0,5°C
Uniformidad de temperatura	±1°C(@37°C)	±1°C(@37°C)	±1°C(@37°C)	±1°C (@37°C)
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Rango de temporización (min/h)	0~5999	0~5999	0~5999	0~5999
Rango de humedad	50~95%HR	50~95%RH	50~95%RH	50~95%RH
Exactitud de control de humedad	1%HR	1%RH	1%RH	1%RH
Fluctuación de control de humedad	±3~±5%HR	±3~±5%RH	±3~±5%RH	±3~±5%RH
Refrigerante	R290, 80g	R290, 80 g	R290, 100g	R290, 100 g

Especificación	100L - 50~95%HR - 1%HR - modelo 1	150 L - R290, 80 g - modelo 2	200L - R290, 100g - modelo 3	250 L - R290, 100 g - modelo 4
Método de esterilización	Lámpara de esterilización UV (programación horaria)	Lámpara de esterilización UV (configuración por programación horaria)	lámpara de esterilización UV (configuración por programación horaria)	Lámpara de esterilización UV (programación horaria)
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	AC220V, 50Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)	AC220V, 50Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)
Consumo	1200 W	1200 W	1500W	1500 W
Bandejas	2	2	2	2
Accesorios estándar	Interfaz USB, puerto remoto para PC, puerto de prueba	Interfaz USB, puerto remoto para PC, puerto de prueba	interfaz USB, puerto remoto para PC, puerto de prueba	Interfaz USB, puerto remoto para PC, puerto de prueba
Accesorios opcionales	Humidificador ultrasónico externo, impresora	Humidificador ultrasónico externo, impresora	humidificador ultrasónico externo, impresora	Humidificador ultrasónico externo, impresora
Dimensiones internas (An×Prof×Alt)	448*405*580 mm	518×418×700 mm	598*445*770mm	598×447×940 mm
Dimensiones externas (An×Prof×Alt)	635*667*1335 mm	705×677×1485 mm	785*767*1525mm	762×767×1637 mm
Dimensiones del empaque (An×Prof×Alt)	775*805*1515 mm	845×815×1660 mm	925*905*1705mm	890×905×1815 mm
Peso neto	100 kg	120 kg	140kg	150 kg
Peso bruto	125 kg	140 kg	165kg	180 kg

Aplicaciones

250 100250 100 C: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010314.1: Capacidad: 100 litros.

B2-01-010314.2: Capacidad: 150 litros.

B2-01-010314.3: Capacidad: 200 litros.

B2-01-010314.4: Capacidad: 250 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 100 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 150 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 200 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 250 litros.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)