



Incubadora de CO₂ tri-gas 80-160 L

80L

Código: B2-01-010321.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	80L B2-01-010321.1
Tipo	Serie tri-gas, camisa de aire
Tipo de esterilización	Esterilización por calor húmedo a 90°C
Capacidad	80L
Sensor de temperatura	PT100
Rango de temperatura	Temperatura ambiente+5~60°C
Fluctuación de temperatura	±0.3°C(@37°C)
Uniformidad de temperatura	±0.5°C(@37°C)
Precisión de temperatura	0.1°C
Rango de temporización	0~999h o continuo
Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Control de CO ₂	Sensor infrarrojo IR con certificado de calibración
Rango de CO ₂	0~20vol%
Uniformidad de CO ₂	0.2vol%
Resolución del control de CO ₂	0.1vol%
Sensor de O ₂	Sensor de ZrO ₂
Rango de control de concentración de O ₂	3~20vol%/22~85vol%
Temperatura y humedad ambiente	Temperatura ambiente: 5~30°C(recomendación: 25±2°C) Humedad ambiente: ≤80%
Filtro	Filtro de gas CO ₂
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar) 110V, 50/60Hz (opcional)(transformador externo) Método de conexión: enchufe
Consumo	750W
Estantes	3 unidades, ajustables
Accesorios estándar	Estantes, interfaz USB, válvula de alivio de CO ₂ , válvula de alivio de O ₂ , bomba de agua de flujo directo de 24V, filtro de gas CO ₂ *3
Accesorio opcional	Conector de tres vías, módulo de conmutación de cilindros de gas, bastidor de apilamiento
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	410*387*505mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	608*707*785mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	732*811*937mm
Peso neto	65kg
Peso bruto	85kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)