



Incubadora de temperatura constante 50-270 L

Código: B2-01-010322**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The constant temperature incubator provides stable temperature control and can accurately adjust the temperature within a certain temperature range to meet different experimental needs.

Características

1. Microcomputer-based smart temperature controller.
2. LCD displays the set temperature and the temperature inside the box. It has parameter memory for protection against power outages, freezes, and data loss, and a call recovery function. It has over-temperature, sensor failure, electricity leakage, over-current protection, sound and light alarm functions, and a timing function.
3. Separate temperature limiting and alarming system, automatic suspension in time of exceeding temperature limit(optional).
4. UV sterilizing system(optional).
5. RS-485 port, capable of being connected with printer or computer, recording variations of temperature parameters(optional).
6. Double door(optional).

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	50 L - modelo 1	80 L - modelo 2	160 L - Bandeja - modelo 3	270L - 1~9999min - modelo 4
Capacidad	50 L	80 L	160 L	270L
Rango de temperatura	TA+5~65°C	TA+5~65°C	RT+5~65°C	TA+5~65°C
Fluctuación de temperatura	±0,5°C	±0,5°C	±0,5°C	±0,5°C
Uniformidad de temperatura	±1°C(37°C)	±1°C(37°C)	±1°C (37°C)	±1°C(37°C)
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Rango de tiempo	1~9999 min	1~9999 min	1~9999 min	1~9999min
Pantalla	LCD	LCD	LCD	LCD
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (estándar)	CA 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (estándar)	CA 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 50/60 Hz (estándar)	AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz(Estándar)
Consumo	250 W	300 W	400 W	600W
Estantes	2 pzas.	2 pzas.	2 pzas.	2 pzas.
Accesorios estándar	Estante	Estante	Bandeja	Estante



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	50 L - modelo 1	80 L - modelo 2	160 L - Bandeja - modelo 3	270L - 1~9999min - modelo 4
Accesorios opcionales	Sistema separado de limitación de temperatura y alarma, sistema de esterilización UV, puerto RS-485, puerta interior	Sistema separado de limitación de temperatura y alarma, sistema de esterilización UV, puerto RS-485, puerta interior	Sistema independiente de limitación de temperatura y alarma, sistema de esterilización UV, puerto RS-485, puerta interior	Sistema separado de limitación de temperatura y alarma, sistema de esterilización UV, puerto RS-485, puerta interior
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	350*360*410 mm	400×400×500 mm	500*500*650 mm	600*600*750mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	450*520*680 mm	500×560×760 mm	600*620*910 mm	720*690*1020mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	550*620*780 mm	600×660×860 mm	700*720*1010 mm	820*790*1120mm
Peso bruto	40 kg	47 kg	70 kg	90kg

Aplicaciones

Incubadora, Capacidad 50-270 L: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010322.1: Capacidad: 50 litros.

B2-01-010322.2: Capacidad: 80 litros.

B2-01-010322.3: Capacidad: 160 litros.

B2-01-010322.4: Capacidad: 270 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 50 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 80 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 160 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 270 litros.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)