



Incubadora de bioquímica 100-250 L

Código: B2-01-010331

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Touch screen: 7.0-inch touch screen operation, multiple groups of data one screen display, temperature curve can be viewed.

Características

1. Double glass door design: Adopt double door structure, built-in toughened glass door, outer door to enlarge the perspective window for easy observation.
2. Defrosting design: Evaporator upper and lower plate automatically switch defrosting design, no need to stop defrosting.
3. With limited temperature system, when the studio temperature exceeds the specified temperature, the equipment stops heating function to prevent excessive temperature damage to the instrument.
4. In the working state, the outer door will not affect the normal work of the incubator, the glass door is standard with mechanical door lock, to prevent the glass door arbitrary switch.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	100 L - modelo 100 Litros	150 L - modelo 150 Litros	200 L - modelo 200 Litros	250 L - modelo 250 Litros
Capacidad	100 L	150 L	200 L	250 L
Modo de control de temperatura	Sensor PT100 y ajuste PID	Sensor PT100 y ajuste PID	Sensor PT100 y ajuste PID	Sensor PT100 y ajuste PID
Rango de control de temperatura	0~60°C	0~60°C	0~60°C	0~60°C
Resolución de visualización de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Fluctuación de temperatura	±1°C(@37°C)	±1°C(@37°C)	±1°C(@37°C)	±1°C(@37°C)
Uniformidad de temperatura	±2°C(@37°C)	±2°C(@37°C)	±2°C(@37°C)	±2°C(@37°C)
Temperatura ambiente	18~30°C (Sólo apto para uso en interiores)	18~30°C (solo apto para uso en interior)	18~30°C (solo apto para uso en interiores)	18~30°C(Solo apto para uso en interior)
Rango de temporización	0~999 h o continuo	0~999 h o continuo	0~999 h o continuo	0~999 h o continuo
Refrigerante	R290, 80 g	R290, 80 g	R290, 100 g	R290, 100 g
Desinfección	Dispositivo de desinfección UV opcional	Dispositivo de desinfección UV opcional	Dispositivo de desinfección UV opcional	Dispositivo de desinfección UV opcional
Controlador	Controlador programable con pantalla táctil de 7,0 pulgadas	Controlador programable con pantalla táctil de 7,0 pulgadas	Controlador programable con pantalla táctil de 7,0 pulgadas	Controlador programable con pantalla táctil de 7,0 pulgadas

Especificación	100 L - modelo 100 Litros	150 L - modelo 150 Litros	200 L - modelo 200 Litros	250 L - modelo 250 Litros
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo)	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo)	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo)	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo)
Potencia nominal	1200 W	1200 W	1400 W	1500 W
Estantes	2	2	3	3
Accesorios estándar	Impresora, toma impermeable BOD, estante, puerto de prueba	Impresora, toma BOD impermeable, estante, puerto de prueba	Impresora, toma impermeable BOD, bandeja, puerto de prueba	Impresora, toma BOD impermeable, estante, puerto de prueba
Accesorios opcionales	Interfaz USB, dispositivo de desinfección UV	Interfaz USB, dispositivo de desinfección UV	Interfaz USB, dispositivo de desinfección UV	Interfaz USB, dispositivo de desinfección UV
Dimensiones internas (A×P×H)	500×350×580 mm	550×401×690 mm	600×450×750 mm	660×450×850 mm
Dimensiones externas (A×P×H)	647×644×1170 mm	692×690×1270 mm	743×742×1340 mm	743×802×1440 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	790×795×1350 mm	820×820×1450 mm	880×880×1520 mm	945×880×1720 mm
Peso neto	105 kg	120 kg	130 kg	145 kg
Peso bruto	120 kg	140 kg	150 kg	170 kg

Aplicaciones

250L 100250 L 100 C: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010331.1: Capacidad: 100 litros.

B2-01-010331.2: Capacidad: 150 litros.

B2-01-010331.3: Capacidad: 200 litros.

B2-01-010331.4: Capacidad: 250 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 100 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 150 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 200 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 250 litros.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)