



Incubadora de temperatura constante de laboratorio 30-64 L

Código: B2-01-010339**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The Constant Temperature Incubator is a precision-controlled laboratory device used to maintain a stable environment for microbiological culture, cell growth, and sample storage.

Características

1. Large LED display, multiple groups of data to be displayed at a time, function of timing and over-temperature protection.
2. Two-layer toughened-glass observation window.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	30 L - 2 ud., ajustables - modelo 1	45 L - modelo 2	65 L - 2 u., ajustables - modelo 3	125 L - modelo 4	230L - modelo 5
Capacidad	30 L	45 L	65 L	125 L	230L
Rango de temperatura	TA+5~80 °C	TA+5~80°C	ambiente+5~80 °C	TA+5~80 °C	RT+5~80°C
Fluctuación de temperatura	±0,2 °C	±0,2°C	±0,2 °C	±0,2 °C	±0,2°C
Configuración de tiempo	1~9999 min	1~9999 min	1~9999 min	1~9999 min	1~9999 min
Estantes	2 ud., ajustables	2 uds., ajustables	2 u., ajustables	2 uds., ajustables	2 uds., ajustables
Consumo	150 W	250 W	500 W	600 W	700W
Alimentación eléctrica	CA 220 V ±10 %, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V +10 %, 60 Hz (opcional)	AC 220 V±10%, 50/60 Hz (estándar); AC 110+10%, 60 Hz (opcional)	AC220V±10 %, 50/60 Hz (estándar); AC110+10 %, 60 Hz (opcional)	CA 220 V ±10 %, 50/60 Hz (Estándar); CA 110 +10 %, 60 Hz (Opcional)	CA 220 V ±10 %, 50/60 Hz (estándar); CA 110 +10 %, 60 Hz (opcional)
Dimensiones internas (mm)	310*310*310	350*350*350	400*360*450	500*450*550	600*500*750
Dimensiones externas (mm)	460*510*695	500*550*735	550*550*840	636*680*915	730*670*1220
Dimensiones del embalaje (mm)	550*580*770	620*585*805	640*640*905	725*735*1005	770*840*1420
Peso bruto (kg)	33,4	38,6	46,3	57,7	103,5

Aplicaciones

230L 30230 L 5 C: elija la variante comparando Capacidad y Tamaño interno (mm).

Que cambia entre variantes

B2-01-010339.1: Capacidad: 30 litros; Tamaño interno (mm): 310*310*310.

B2-01-010339.2: Capacidad: 45 litros; Tamaño interno (mm): 350*350*350.

B2-01-010339.3: Capacidad: 65 litros; Tamaño interno (mm): 400*360*450.

B2-01-010339.5: Capacidad: 230 litros; Tamaño interno (mm): 600*500*750.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 30 litros y tamaño interno (mm): 310*310*310.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 45 litros y tamaño interno (mm): 350*350*350.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 65 litros y tamaño interno (mm): 400*360*450.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 230 litros y tamaño interno (mm): 600*500*750.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad y Tamaño interno (mm); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad y Tamaño interno (mm).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)