



Incubadora multicamara de temperatura constante 2-4 camaras

Código: B2-01-010356

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Used for the culture of bacteria, cells, microorganisms, etc., suitable for the laboratory of biology, biochemistry, food, agriculture, environment and other industries.

Características

1. With two or four chamber is of incubator options, effectively save laboratory space.
2. Each incubator chamber is controlled independently, without interference, and the temperature control is accurate and stable.
3. Mirror stainless steel interior for easy cleaning of the chamber.
4. The door of the chamber is equipped with an observation window to facilitate the observation of the experimental process in the chamber.
5. Fuzzy PID controller, temperature control accurate fluctuation is small, with timing function, the maximum time setting value is 99 hours 59 minutes.
6. Featuring high temperature and over-temperature alarms.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	150L*2 - 2 - modelo 1	100 L*4 - 4 - modelo 2
Cantidad de cámaras	2	4
Capacidad	150L*2	100 L*4
Rango de control de temperatura	TA+5~65°C	TA+5~65°C
Resolución de temperatura	0,1°C	0,1 °C
Fluctuación de temperatura	±0,5°C	±0,5 °C
Ambiente de trabajo	5~35°C	5~35 °C
Modo de convección	Convección forzada	Convección forzada
Bandeja	2 (cámara individual)	2 (cámara individual)
Accesorio estándar	Bandeja	Bandeja
Accesorio opcional	Sistema de alarma independiente de límite de temperatura	Sistema de alarma independiente de límite de temperatura
Consumo	1200W	1500 W

Especificación	150L*2 - 2 - modelo 1	100 L*4 - 4 - modelo 2
Alimentación eléctrica	CA 220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Dimensiones internas (A*P*A)	560*530*600mm	455*430*510 mm
Dimensiones externas (A*P*A)	705*740*1800mm	1220*616*1620 mm
Dimensiones del embalaje (A*P*A)	900*870*2000mm	1390*780*1840 mm
Peso bruto	220kg	290 kg

Aplicaciones

Incubadora multicamara de temperatura constante: elija la variante comparando Cantidad de cámaras y Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010356.1: Cantidad de cámaras: 2; Capacidad: 150*2.

B2-01-010356.2: Cantidad de cámaras: 4; Capacidad: 100*4.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita cantidad de cámaras: 2 y capacidad: 150*2.

Use esta alternativa si necesita cantidad de cámaras: 4 y capacidad: 100*4.

Cómo elegir rápido

Revise primero Cantidad de cámaras y Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Cantidad de cámaras y Capacidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)