



Centrífuga de tarjeta de gel

Código: B2-01-010413

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Características

- * Motor DC sin escobillas, bajo nivel de ruido.
- * Sistema de control por microprocesador y panel de control táctil suave.
- * Pantalla LCD: RCF, Velocidad, Tiempo.
- * Enclavamiento eléctrico de la tapa, protección contra exceso de velocidad y desequilibrio.
- * 20 programas para estándar y programabilidad están disponibles.
- * Modelo

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 560*395*330	pack 610*435*340
máx. Velocidad	4000 rpm	4000 rpm
máx. FCR	2250xg	2250xg
Rotor	12 carta	24 carta
Preci ión de velocidad	±20rpm	±20rpm
Intervalo de tiempo	0~99min	0~99min
Ruido	M55dB	M55dB
Fuente de alimentación	CA110/220V±10%, 50/60HZ	CA110/220V±10%, 50/60HZ
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm	460*320*230	500*360*250
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm	560*395*330	610*435*340
Pe o bruto (kg)	18	27

Aplicaciones

Analizador de inmunoensayo, Rango 12-24 C: elija la variante comparando Rotor y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm.

Que cambia entre variantes

B2-01-010413.1: Rotor: 12 cartas; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm: 460*320*230.

B2-01-010413.2: Rotor: 24 cartas; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm: 500*360*250.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita rotor: 12 cartas y tamaño externo (an. x pr. x al.) mm: 460*320*230.

Use esta configuracion si necesita rotor: 24 cartas y tamaño externo (an. x pr. x al.) mm: 500*360*250.

Cómo elegir rápido

Revise primero Rotor y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Rotor y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)