



Centrífuga refrigerada de alta velocidad

23000 rpm - 6*100 ml - 36796 xg

Código: B2-01-010414.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	23000 rpm - 6*100 ml - 36796 xg B2-01-010414.1
Velocidad máx.	23000 rpm
FCF máx.	36796 xg
Capacidad máx.	6*100 ml
Precisión de velocidad	±10 rpm
Rango de temporización	1 s~99 h 59 min 59 s/jog
Rango de temperatura	-20°C~40°C
Exactitud de temperatura	±1,0°C
Ruido	≤58 dB
Alimentación eléctrica	AC 220 V, 50/60 Hz (estándar); AC 110 V, 50/60 Hz (opcional); transformador externo
Dimensiones externas (A×P×A) mm	670*410*400
Dimensiones del empaque (A×P×A) mm	770*590*590
Peso neto (kg)	76
Peso bruto (kg)	90

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)