



Medidor de pH ORP e ion de sobremesa 2,000-20,000 pH

Código: B2-01-010455

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The Benchtop pH/ORP/Ion Meter is a high-precision analytical instrument designed for measuring pH, oxidation-reduction potential(ORP)

Características

1. ion concentration in various laboratory and industrial applications.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	No aplica - LCD personalizada (125*100mm) - 0,1; 0,01; 0,001pH, seleccionable - modelo 1	0,1, 0,01, 0,001pH, seleccionable - 0,1, 1mV, seleccionable - 2 a 5 puntos - modelo 2
pH · Rango	-2,000~20,000pH	-2,000~20,000pH
pH · Exactitud	±0,002pH	±0,002pH
pH · Resolución	0,1; 0,01; 0,001pH, seleccionable	0,1, 0,01, 0,001pH, seleccionable
pH · Puntos de calibración	1~5 puntos	1~5 puntos
pH · Soluciones de calibración	USA, NIST, DIN, 2 soluciones tampón personalizadas	USA, NIST, DIN, 2 soluciones tampón personalizadas
mV (sonda ORP opcional) · Rango de mV	±1999,9mV	±1999,9mV
mV (sonda ORP opcional) · Rango relativo de mV	±1999,9mV	±1999,9mV
mV (sonda ORP opcional) · Resolución	0,1; 1mV, seleccionable	0,1, 1mV, seleccionable
mV (sonda ORP opcional) · Exactitud de mV	±0,2mV	±0,2mV
mV (sonda ORP opcional) · Puntos de calibración	1 punto	1 punto
Ion (Opcional) · Rango	No aplica	0,001~19999ppm, mg/L, mol/L (dependiendo del rango de la ISE)
Ion (Opcional) · Resolución	No aplica	0,001, 0,01, 0,1, 1
Ion (Opcional) · Exactitud	No aplica	±0,5% F.E. (monovalente), ±1% F.E. (divalente)

Especificación	No aplica - LCD personalizada (125*100mm) - 0,1; 0,01; 0,001pH, seleccionable - modelo 1	0,1, 0,01, 0,001pH, seleccionable - 0,1, 1mV, seleccionable - 2 a 5 puntos - modelo 2
Ion (Opcional) · Unidades de medición	No aplica	ppm, mg/L, mol/L, mmol/L
Ion (Opcional) · Puntos de calibración	No aplica	2 a 5 puntos
Ion (Opcional) · Soluciones de calibración	No aplica	0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000
Temperatura · Rango	0~105°C/32~221°F	0~105°C/32~221°F
Temperatura · Resolución	0,1°C/0,1°F	0,1°C/0,1°F
Temperatura · Exactitud	±0,5°C/±0,9°F	±0,5°C/±0,9°F
Temperatura · Calibración de offset	1 punto, lectura ±10°C	1 punto, lectura ±10°C
Otras especificaciones · Compensación de temperatura	0~100°C, manual o automática	0~100°C, manual o automática
Otras especificaciones · Criterios de estabilidad	Baja o alta	Bajo o alto
Otras especificaciones · Alarma de vencimiento de calibración	1 a 31 días o desactivada	1 a 31 días o desactivada
Otras especificaciones · Visualización de pendiente/offset	Sí	Sí
Otras especificaciones · Función de retención	Manual o punto final automático	Manual o punto final automático
Otras especificaciones · Memoria	500 conjuntos de datos	500 conjuntos de datos
Otras especificaciones · Interfaz de comunicación	USB	USB
Otras especificaciones · Conector	BNC, jack de 3,5 mm	BNC, jack de 3,5 mm
Otras especificaciones · Pantalla	LCD personalizada (125*100mm)	LCD personalizada (125×100 mm)
Otras especificaciones · Requisitos de alimentación	Adaptador de alimentación DC 5 V	Adaptador de alimentación DC 5 V
Otras especificaciones · Dimensiones (mm)	210*188*60mm	210×188×60 mm
Otras especificaciones · Peso (kg)	1,5kg	1,5 kg
Otras especificaciones · Tamaño del embalaje (A*P*H) mm	310*240*180mm	310×240×180 mm
Otras especificaciones · Peso bruto (kg)	1,7kg	1,7 kg

Aplicaciones

Medidor de pH ORP ion de sobremesa: elija la variante comparando Filipinas - Exactitud, Filipinas - Rango, Filipinas - Resolución y Ion - Exactitud.

Que cambia entre variantes



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

B2-01-010455.1: Filipinas - Exactitud: $\pm 0,002$ pH; Filipinas - Rango: 2.000~20.000 pH; Filipinas - Resolución: 0,1, 0,01, 0,001 pH, seleccionable.

Configuración 1: Filipinas - Exactitud: $\pm 0,002$ pH; Filipinas - Rango: 2.000~20.000 pH; Filipinas - Resolución: 0,1, 0,01, 0,001 pH, seleccionable.

Escenarios de uso recomendados

Use B2-01-010455.1 cuando el requisito principal sea filipinas - exactitud: $\pm 0,002$ ph.

Use B2-01-010455.2 cuando el requisito principal sea filipinas - exactitud: $\pm 0,002$ ph.

Cómo elegir rápido

Compare primero Filipinas - Exactitud, Filipinas - Rango y Filipinas - Resolución; descarte variantes que no cubran esos valores técnicos antes de cotizar.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Filipinas - Exactitud, Filipinas - Rango y Filipinas - Resolución con el menor sobredimensionamiento técnico.

Componentes y Accesorios

Accesorios y suministro

- 1 point offset calibration allows adjusting the displayed value to a known standard.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)