



Extractor de grasa

2 uds

Extractor de grasa; Capacidad de posiciones: 2 unidades; Masa de muestra: 0-100g; Rango térmico: Desde temperatura ambiente hasta 250°C; Volumen de vaso de solvente: 250ml; Alimentación: CA 220V, 50/60Hz estándar; 110V, 50/60Hz opcional; Dimensiones externas (ancho x profundidad x alto): 330 x 410 x 850mm; Peso neto: 18kg

Código: B2-01-010546.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	2 uds B2-01-010546.1
Capacidad	2 uds
Peso de la muestra	0~100g
Rango de temperatura	Temp. ambiente~250°C
Volumen del vaso de solvente	250ml
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(estándar); 110V, 50/60Hz(opcional)
Método de calentamiento	Calentamiento independiente en seco
Dispositivos	Dispositivo de recuperación por condensación, dispositivo de protección contra sobrecalentamiento
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	330*410*850mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	435*515*995mm
Peso neto	18kg
Peso bruto	23kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)