



Baño de agua supertermostático

Código: B2-01-010835

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Super Thermostatic Water Bath, is made from imported corrosion-resistant plate with advanced manufacturing process, whose performance index accords with national standard requirements. It is of high precision to control temperature, strong anti corrosion, compact conformation, beautiful figure, saving energy sources, and long use life etc.

Características

1. Stainless steel inner chamber and upper cover.
2. High temperature resistance, corrosion resistance.
3. External Material: cold rolled steel with powder coating.
4. PID Microprocessor controller, LED display.
5. The thermal equilibrium time is short, the temperature fluctuation is small, and the uniformity is good.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	20L - 0~999min - ≥6L/min - modelo 1	20 L - 0~999 min - ≥6 L/min - modelo 2
Capacidad	20L	20 L
Rango de temperatura	RT+5~100°C	TA+5~100°C
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C
Fluctuación de temperatura	≤±0,1°C	≤±0,1°C
Uniformidad de temperatura	±0,1°C	±0,1°C
Rango de temporización	0~999min	0~999 min
Pantalla	LED	LED
Caudal de la bomba	≥6L/min	≥6 L/min
Consumo	800W	1000 W
Alimentación eléctrica	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Tamaño de la cámara de trabajo (LxAxH)	280*240*180mm	280*240*180 mm
Tamaño interno (LxAxH)	400*280*180mm	400*280*180 mm

Especificación	20L - 0~999min - ≥6L/min - modelo 1	20 L - 0~999 min - ≥6 L/min - modelo 2
Tamaño externo (LxAxH)	470*360*390mm	470*360*390 mm
Peso neto	12kg	12 kg
Tamaño del embalaje (LxAxH)	520*410*420mm	520*410*420 mm

Aplicaciones

Baño de agua supertermostático: elija la variante comparando Capacidad, Precisión temporal, Rango de temperatura y Rango de tiempo.

Que cambia entre variantes

B2-01-010835.1: Capacidad: 20 litros; Precisión temporal: 0,1 °C; Rango de temperatura: Temperatura ambiente +5~100°C.

B2-01-010835.2: Capacidad: 20 litros; Precisión temporal: 0,1 °C; Rango de temperatura: Temperatura ambiente +5~100°C.

Escenarios de uso recomendados

Use B2-01-010835.1 cuando el requisito principal sea capacidad: 20 litros.

Use B2-01-010835.2 cuando el requisito principal sea capacidad: 20 litros.

Cómo elegir rápido

Compare primero Capacidad, Precisión temporal y Rango de temperatura; descarte variantes que no cubran esos valores técnicos antes de cotizar.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Capacidad, Precisión temporal y Rango de temperatura con el menor sobredimensionamiento técnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)