



Deposito de agua termostatico 15-100 L

30L - 2 filas, 6 orificios - $\Phi 37$, $\Phi 58$, $\Phi 79$, $\Phi 100$, $\Phi 120$

Tanque de agua termostaticado; Configuración: 2 filas, 6 orificios; Capacidad: 30L; Rango de temperatura: Desde temperatura ambiente +5°C hasta 100°C, a presión atmosférica normal; Fluctuación térmica: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$; Uniformidad térmica: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$; Consumo: 1500W; Dimensiones internas (ancho $\times$ profundidad $\times$ alto): 500 $\times$ 300 $\times$ 200mm; Peso neto: 15kg

Código: B2-01-010836.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	30L - 2 filas, 6 orificios - $\Phi 37$, $\Phi 58$, $\Phi 79$, $\Phi 100$, $\Phi 120$ B2-01-010836.1
Tipo	2 filas, 6 orificios
Capacidad	30L
Rango de temperatura	TA+5~100°C (atmósfera normal)
Fluctuación de temperatura	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Uniformidad de temperatura	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Precisión de temperatura	0,1°C
Rango de tiempo	1~9999/continuo
Consumo	1500W
Alimentación eléctrica	CA 220V, 50/60Hz (estándar); CA 110V, 50/60Hz (opcional)
Tamaño de tapa	$\Phi 37$, $\Phi 58$, $\Phi 79$, $\Phi 100$, $\Phi 120$
Dimensiones internas (An $\times$ Pr $\times$ Al)	500*300*200mm
Dimensiones externas (An $\times$ Pr $\times$ Al)	665*364*281mm
Peso neto	15kg
Dimensiones del empaque (An $\times$ Pr $\times$ Al)	710*405*330mm
Peso bruto	18kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)