



Analizador laser de tamaño de partículas 0,01-2000 μm

Método seco: 96; método húmedo: 127 - Método seco y húmedo

Analizador láser de tamaño de partículas; Método de ensayo: Método seco y húmedo; Rango de ensayo: Método seco: 0.1–1500 μm ; método húmedo: 0.01–1500 μm ; Número de canales del detector: Método seco: 96; método húmedo: 127; Error de exactitud: <0.5% (valor D50 de muestra patrón).

Código: B2-01-010932.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	Método seco: 96; método húmedo: 127 - Método seco y húmedo B2-01-010932.1
Método de ensayo	Método seco y húmedo
Rango de ensayo	Método seco: 0,1~1500 μm ; método húmedo: 0,01~1500 μm
Número de canales del detector	Método seco: 96; método húmedo: 127
Error de exactitud	<0,5% (valor D50 de muestra patrón)
Error de repetibilidad	<0,5% (valor D50 de muestra patrón)
Dispersión	Método seco: dispersión por aire a alta presión; alimentación por vibración mecánica de velocidad regulable sin escalones; compresor de aire silencioso sin aceite con función de filtración de polvo, regulación continua de 0,1-0,8 MPa; puede filtrar la humedad del aire. Método húmedo: frecuencia ultrasónica: $f=40$ KHz, potencia: $p=80$ W, tiempo: ajustable; equipado con función antisequedad ultrasónica. Diseño integrado de circulación y agitación, velocidad: 100~3950 rpm ajustable. Caudal nominal de circulación: 0~10 L/min ajustable; potencia nominal: 25 W.
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; opcional: CA 110 V, 50/60 Hz (transformador externo)
Dimensiones del producto (A*P*H)	1040*505*335 mm
Peso neto	50 kg
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	1200 mm*380 mm*520 mm 700 mm*400 mm*530 mm 430 mm*430 mm*590 mm 350 mm*350 mm*400 mm 450 mm*450 mm*795 mm
Peso bruto	52 kg 33 kg 10 kg 12 kg 38 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)