



## Gabinete para cilindros de gas

### 40L(1 botella)

Gabinete para cilindros de gas; Capacidad: 40L (1 cilindro); Puertas: Una puerta; Dimensiones externas (ancho × profundidad × alto): 600 × 450 × 1900mm; Peso neto: 61kg

**Código:** B2-01-011001.1

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

## Especificaciones técnicas

| Especificación                      | 40L(1 botella)<br>B2-01-011001.1 |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Capacidad                           | 40L(1 botella)                   |
| Tipo de puerta                      | Puerta simple                    |
| Dimensiones externas (An×Pr×Al)     | 600*450*1900mm                   |
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 694*544*2030mm                   |
| Peso neto                           | 61kg                             |
| Peso bruto                          | 78kg                             |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)