



Carro de terapia móvil

Código: B2-01-011047

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El carro de terapia movil es una solucion versatil y robusta disenada para mejorar la eficiencia y comodidad de los profesionales de la salud.

Construido con materiales de alta calidad y características funcionales, es adecuado para diversos entornos medicos y terapeuticos.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3
Tamaño del producto	600*400*860mm	600*400*860mm	600*400*860mm
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Tamaño de embalaje	700*420*780mm	700*420*780mm	700*420*780mm
Peso bruto	8 kilos	10 kilos	12kg

Aplicaciones

Carro de terapia movil: elija la variante comparando tamaño funcional del producto y material.

Que cambia entre variantes

B2-01-011047.1: tamaño funcional del producto y material: Tamaño del producto.

B2-01-011047.2: tamaño funcional del producto y material: Material.

B2-01-011047.3: tamaño funcional del producto y material: Tamaño de embalaje.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita tamaño funcional del producto y material: tamaño del producto.

Use esta alternativa si necesita tamaño funcional del producto y material: material.

Use esta alternativa si necesita tamaño funcional del producto y material: tamaño de embalaje.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Cómo elegir rápido

Revise primero tamaño funcional del producto y material; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra tamaño funcional del producto y material.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)