



Extractor liquido-liquido 4-6 posiciones

Código: B2-01-011108

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Pantalla tactil de 7 pulgadas.

Sistema de control PLC.

Oscilacion de circulacion de aire semicerrada y extraccion automatica con control individual.

Conducto de aire de vidrio independiente, reemplazable por tapon de soplado PTFE y conducto de aire PTFE.

Eliminacion automatica y unificada de residuos, sin liberacion manual de aire.

Tanque de liquido residual equipado con dispositivo de nivel, con descarga unificada despues de filtracion por carbon activado.

Doble canal de succion automatica y lavado automatico.

Tapon de limpieza de vidrio tipo rociador especial, con tecnologia de limpieza de angulo amplio por dispersion a presion constante.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 0,48 m ³ • 4 botellas / manual	pack 0,48 m ³ • 6 botellas / manual	pack 0,48 m ³ • 6 botellas / automático
Botella de extracción	500ml/1000ml*4	500ml/1000ml*6	500ml/1000ml*6
Extracción T y o me	0 ~ 999 s (ajustable), 0 ~ 99 veces	0 ~ 999 s (ajustable), 0 ~ 99 veces	0 ~ 999 s (ajustable), 0 ~ 99 veces
Extracción S fuerza	Ajustable, de débil a fuerte	Ajustable, de débil a fuerte	Ajustable, de débil a fuerte
Adición de reactivos	Manual (se puede actualizar a automático)	Manual (se puede actualizar a automático)	Automático
Tratamiento Post-Extracción	Extracción y estratificación, descarga manual	Extracción y estratificación, descarga manual	Extracción y estratificación, descarga manual
Fuente de alimentación	CA220V/110VJ ± 10% 50/60Hz	CA220V/110VJ ± 10% 50/60Hz	CA220V/110VJ ± 10% 50/60Hz
Tamaño externo	800*460*570mm	980*500*570mm	980*500*570mm
Tamaño del paquete	0,48 m ³	0,48 m ³	0,48 m ³
Peso neto/bruto	30kg/40kg	35kg/45kg	35kg/45kg

Aplicaciones

Extractor liquido-liquido: elija la variante comparando Tamaño externo, Adición de reactivos y Botellas de extracción.

Que cambia entre variantes

Configuracion 1: Tamaño externo: 800*460*570mm; Adición de reactivos: Manual (se puede actualizar a automático); Botellas de



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

extracción: 500ml/1000ml*4.

Configuración 2: Tamaño externo: 980*500*570mm; Adición de reactivos: Manual (se puede actualizar a automático); Botellas de extracción: 500ml/1000ml*6.

B2-01-011108.3: Tamaño externo: 980*500*570mm; Adición de reactivos: Automática; Botellas de extracción: 500ml/1000ml*6.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita tamaño externo: 800*460*570mm y adición de reactivos: manual (se puede actualizar a automático).

Use esta configuración si necesita tamaño externo: 980*500*570mm y adición de reactivos: manual (se puede actualizar a automático).

Use esta alternativa si necesita tamaño externo: 980*500*570mm y adición de reactivos: automática.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño externo, Adición de reactivos y Botellas de extracción; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Tamaño externo, Adición de reactivos y Botellas de extracción.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)