



Embudo de acero inoxidable SF de 300 mL

Código: 180100-03

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

MultiVac 301-MB-T, sistema de filtración al vacío, CA 110 V, 60 Hz

Especificaciones técnicas

Familia Odoor	SF Acero inoxidable Funnel 300ml
Fichas fuente	1

180100-03

SKU Sterlitech	180100-03
Ficha del fabricante	SF Acero inoxidable Funnel, 300ml
URL fuente	https://www.sterlitech.com/sf-stainless-steel-funnel-300ml-180100-03.html

Datos visibles del fabricante

SF Acero inoxidable Funnel, 300ml SKU: 180100-03 Brand: Rocker Material Type: Acero inoxidable Funnel Size: 300mL Filter Area: 47mm

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)