



Portafiltro de acero inoxidable SF1 de 100 mL

Código: 180100-10

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Familia Odoo	SF1 Acero inoxidable Portafiltro 100 ml
Fichas fuente	1

180100-10

SKU Sterlitech	180100-10
Ficha del fabricante	SF Acero inoxidable Portafiltro, 100mL (180100-10)
URL fuente	https://www.sterlitech.com/sf-stainless-steel-filter-holder-100ml-180100-10.html

Datos visibles del fabricante

SF Acero inoxidable Portafiltro, 100mL (180100-10) SKU: 180100-10 Brand: Rocker Material Type: Acero inoxidable Funnel Size: 100mL Filter Area: 47mm

Contenido visible del fabricante

Applications Applications Sterility testing High temperature filtration

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)