



MultiVac 310-MS, 3 Places Aluminum Manifold with No. 8 stopper x 3

Código: 180310-01

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Colectores de acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Numero de ramales	3 o 6
Diametro	47mm (opcional)
Capacidad de embudo	(opcional)
Area de filtracion efectiva	(opcional)
Espiga de manguera	ID8 (5/16 inch)
Dimensiones	85 x 13 x 16 cm
Material	Aluminio
Valvula de control	Aluminio
Adaptador	Aluminio
Espiga de manguera	Aluminio
Manilla	Aluminio

Fuente tecnica proveedor (bloque producto; etiquetas y valores en espanol tecnico).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)