



Lafil 200-BioDolphin, Suction System with AC100-240V adaptor, EU plug

Código: 197203-02

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Lafil 200-BioDolphin. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Lafil 200-BioDolphin, Suction System with AC100-240V adaptor, EU plug.

Tipo: Lafil 200-BioDolphin

Referencia de nombre: Lafil 200-BioDolphin, Suction System with AC100-240V adaptor, EU plug

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)