



Aguja TLS de 100 mm MP2 SN: 30101-074 REV: 2 Firmware 1.6.0

Código: THT-27103P001-00

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Aguja TLS de 100 mm MP2 SN: 30101-074 REV: 2 Firmware 1.6.0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Aguja TLS de 100 mm MP2 SN: 30101-074 REV: 2 Firmware 1.6.0.

Tipo: Aguja TLS de 100 mm MP2 SN: 30101-074 REV: 2 Firmware 1.6.0

Referencia de nombre: Aguja TLS de 100 mm MP2 SN: 30101-074 REV: 2 Firmware 1.6.0

Dato del nombre: 100 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)