



Luxometro portatil Sper Scientific (USA)

Código: 840020

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Luxometro portatil Sper Scientific (USA). Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Luxometro portatil Sper Scientific (USA).

Tipo: Luxometro portatil Sper Scientific (USA)

Referencia de nombre: Luxometro portatil Sper Scientific (USA)

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)