



Balanza - 220gr - 0.0001gr - Electromagnetica - Belltronic

Código: B-01-02-01-0206

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza electromagnética 220 g × 0,0001 g con calibración interna.

1. Confirma 220 g / 0,0001 g.
2. Verifica calibración interna.

220 g

0,0001 g

Calibración interna

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-01-02-01-0206
Modelo	B-01-02-01-0206
Configuración	220 g - 0,0001 g
Tipo	Balanza analítica electromagnética
Capacidad	220 g
Legibilidad	0,0001 g
Resolución	0,0001 g (0,1 mg)
Calibración	Calibración interna
Estructura del sensor	Electromagnética
Interfaz	RS232
Alimentación eléctrica	CA 220-240 V 50 Hz / 110-120 V 60 Hz
Tamaño de escala	Ø80 mm
Plataforma	Plato redondo de acero inoxidable

Aplicaciones

Pesaje analítico
Laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)